

Zpředu dozadu zužující se liner

APDT-TP/APFR-TP

Gelový liner s nebo bez distálního adaptéru

PAHÝLOVÉ LŮŽKO



ALPS AP liner se postupně zužuje zpředu dozadu, což garantuje lepší komfort. Liner je dostupný ve verzi s a bez distálního adaptéru. AP liner je vyroben z našeho nového vysoce výkonného potahového materiálu a ALPS gelu. Díky této kombinaci je redukováno tvoření záhybů v oblasti pod kolenem.

Specifika AP pahýlového lůžka:

- Zužující se z 6 mm (vpředu) na 3 mm (vzadu)
- Nižší tvoření záhybů v oblasti pod kolenem
- Černý vysoce výkonný potahový materiál

Kód produktu

APDT-XX-TP

APFR-XX-TP

AP- pahýlové lůžko

Liner s distálním adaptérem a přilnavým gelem, zužující se z 6 mm na 3 mm

Liner bez distálního adaptéru a přilnavým gelem, zužující se z 6 mm na 3 mm

Symbol "XX" značí požadovanou velikost návleku. Bližší informace o velikostech viz tabulka na druhé straně




Made in USA

ALPS SOUTH



www.easyliner.eu

**AP pahýlové lůžko APDT-TP/APFR-TP. Příčný průřez návlekm
Zužující se z 6 mm na 3 mm**



**AP pahýlové lůžko APDT-TP/APFR-TP. Tabulka velikostí
Obvod měřte vždy 6 cm nad distálním zakončením pahýlu**

Obvod

20-23 cm
24-25 cm
26-27 cm
28-31 cm
32-37 cm

6/3mm


APDT20-TP
APDT24-TP
APDT26-TP
APDT28-TP
APDT32-TP

6/3mm

APFR20-TP
APFR24-TP
APFR26-TP
APFR28-TP
APFR32-TP

Určení velikosti

Obvod měřte vždy 6 cm nad distálním koncem pahýlu



ALPS SOUTH

