

Lej z EasyGel z częścią wyższej przyczepności



Lej ALPS PSI umożliwia dokładne przyleganie kapy kolanowej do żelowego leja tuż nad lejem protezy. Materiał kryjący znajdujący się w dolnej części leja zapewnia dobry przepływ powietrza. Żel ALPS EasyGel to połączenie komfortu noszenia i trwałości leja przy jednoczesnym zapewnieniu miękkości, trwałości i elastyczności. Lej PSI może być stosowany ze wszystkimi obecnie dostępnymi na rynku systemami zawieszenia na podciśnienie.

Cechy PSI Liner:

- Żel bez materiału kryjącego zapewnia lepszą przyczepność
- Materiał kryjący dolną część leja zapewnia przepływ powietrza
- Sprawdza się w systemach zawieszenia na podciśnienie
- Znajdujące się w żelu antyoksydanty umożliwiają jego zastosowanie nawet na wrażliwą skórę

Kod produktu

PSI- lej

PSI-XX-6

PSI bez wejścia na pin, grubość 6 mm

PSI-XX-6/3

PSI bez wejścia na pin, grubość zwiężająca się od 6 mm do 3 mm


Symbol "XX" oznacza wielkość leja. Więcej informacji w tabeli rozmiarów na drugiej stronie.



ALPS SOUTH


www.easyliner.eu

PSI Liner. Przekrój leja
Grubość 3mm lub 3/6mm



PSI Liner. Tabela rozmiarów
Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta

Obwód	6mm	6/3mm
16-19 cm	PSI16-6	PSI16-6/3
20-23 cm	PSI20-6	PSI20-6/3
24-25 cm	PSI24-6	PSI24-6/3
26-27 cm	PSI26-6	PSI26-6/3
28-31 cm	PSI28-6	PSI28-6/3
32-37 cm	PSI32-6	PSI32-6/3
38-43 cm	PSI38-6	PSI38-6/3
44-52 cm	PSI44-6	PSI44-6/3

Pobieranie rozmiaru
Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta

