

Podkładki silikonowe



Podkładki silikonowe zostały stworzone w celu zwiększenia komfortu noszenia lejów ALPS. Dzięki miękkości i trwałości zapewniają one dodatkową amortyzację nacisku na zakończeniu kikuta. Padsil mogą być używane po zmianie obwodów kikuta do jego ponownego ustawienia we właściwej pozycji.

Podkładki mogą być umieszczone na dnie leja zewnętrznego protezy lub w żelowym leju wewnętrznym.

Cechy PadSil:

- Delikatny silikon medyczny
- Wraca do pierwotnego kształtu
- Pomaga utrzymać całkowity kontakt
- Dostosowuje się do żądanego kształtu

Kod produktu PDS - podkładki silikonowe


PDS-XX

PadSil podkładka silikonowa

Symbol "XX" oznacza wielkość podkładki. Więcej informacji w tabeli rozmiarów na drugiej stronie.

PDS. Sposób użycia


Może być używana w zależności od rodzaju protezy

**PDS podkładka silikonowa. Tabela rozmiarów**
Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta

Obwód	PadSil
14-19 cm	PDS-S
20-23 cm	PDS-M
24-27 cm	PDS-L
28-31 cm	PDS-XL
32-35 cm	PDS-XXL

Pobieranie rozmiaru

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta



ALPS SOUTH



www.easyliner.eu