



A L P S

"Making Lives Better"

SPIS TREŚCI

	Strona
NASZA MISJA	2
KONTAKT	3
SYMBOLE PRODUKTÓW	4
PRZEGLĄD LEJÓW	6
PRZEGLĄD KAP	8
POBIERANIE ROZMIARU LEJA I KAPY	9
HISTORIA PRZYPADKU	10
LEJE	14
KAPY KOLANOWE	26
ZAMKI	33
DODATKI	35
PIEŁĘGNACJA SKÓRY	40
GWARANCJA	42

KIM JESTEŚMY

Firma ALPS South LLC z siedzibą w St. Petersburgu na Florydzie (Stany Zjednoczone) zatrudnia ponad 130 pracowników w 5 różnych krajach świata.

Firma ściśle współpracuje ze środowiskiem medycznym w zakresie produkcji oraz innowacji różnych produktów medycznych.

Firma powstała w 1988 roku i początkowo się skupiała na opracowaniu innowacyjnych produktów silikonowych, od roku 1993 się specjalizuje na produkcję komponentów protetycznych dla pacjentów po amputacji kończyn dolnych na poziomie podudzia a od roku 1996 jest w pełni zaangażowana w rozwój i produkcję zaawansowanych produktów na bazie żelu.

Stałe zaangażowanie połączone z silną koncentracją na innowację doprowadziło firmę do rejestracji więcej niż 50 patentów w różnych produktowych kategoriach.

Obecnie staramy się wykorzystywać naszą wiedzę i doświadczenie z produkcji do rozwijania innowacyjnych produktów w przemyśle kosmetycznym (www.alpsbeauty.eu) oraz produktów dla zwierząt domowych (www.alpspetcare.eu).

NASZA MISJA

MAKING LIVES BETTER

Głównym celem firmy ALPS jest kierować się hasłem “Making Lives Better”, dostarczać klientom oraz pacjentom innowacyjne produkty, a tym samym przyczynić się do poprawy jakości ich życia. Bazujemy na uczciwej współpracy z klientami, dostawcami oraz pracownikami i tworzeniu wizerunku firmy takim by pracownicy, klienci czy dostawcy czuli się dumni z powiązań z nią.

KONTAKT



Tel +420 377 223 127
Fax +420 377 223 010
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu



Tel +39 051 86 06 42
Fax +39 051 86 59 668
info@alpsitaly.com
www.easyliner.eu



Tel +49(0)89 59 99 88 20
Fax +49(0)89 59 99 88 30
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu



Tel +39 051 86 06 42
Fax +39 051 86 59 668
info@alpsitaly.com
www.easyliner.eu



Tel +420 377 223 127
Fax +420 377 223 010
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu



Tel +420 377 421 744
Fax +420 377 223 010
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu

SYMBOLE PRODUKTÓW

ZAWIESZENIE



Liner z dystalnym zakończeniem



Liner bez dystalnego zakończenia



Zawieszenie hipobaryczne

MATERIAŁ



EasyGel: Zawiera antyoksydanty, które są efektywnym neutralizatorem wolnych rodników oraz grup hydroksylowych



Grip Gel: Przyczepność żelu pomaga w redukcji marszczenia w okolicy pod kolanem. Najlepszy do użycia dla pacjentów po amputacji ze zdrową tkanką skórną



High Density Gel: Stosunkowo twarda natura żelu HD zapewnia aktywnym amputowanym świetny stopień kontroli oraz odczucia



Przyjazny dla skóry

TKANINA



Własna dzianina z wysokiej jakości przędzą



Czarny materiał o znacznie zmniejszonym pionowym naciągu



Brązowy materiał o zmniejszonym pionowym naciągu



Beżowy materiał o poziomym i pionowym naciągu

POZIOM AKTYWNOŚCI



K1: Aktywność niska



K2: Aktywność średnia / niska



K3: Aktywność średnia / wysoka



K4: Aktywność bardzo wysoka



PRZEGLĄD LEJÓW

Zdjęcie	Nazwa	Kod	Rodzaj	Materiał	Grubość	Kluczowe cechy
	Extreme Liner	AKDT AKFR AKDTHD AKFRHD		 HD Gel  Grip Gel	Jednolity 3 lub 6mm	Polecamy dla pacjentów po amputacji nad kolaniem oraz aktywnych pacjentów po amputacji pod kolaniem
	Anterior Posterior Tapered Liner	APDT-TP APFR-TP		 Grip Gel	Zwężający się z 6mm z przodu do 3mm z tyłu	Dzięki cieńszej warstwie żelu z tyłu następuje redukcja w tworzeniu fałdek pod kolaniem
	ECO Liner	ECDTHD ECFRHD		 HD Gel	Jednolity 3 lub 6mm	Dystalna konstrukcja ze zmniejszoną rozciągliwością pozwala kontrolować dystalną dystrukcję
	EasyLiner	ELDT ELFR		 EasyGel	Jednolity 3 lub 6mm; zwężający się od dystalnego końca do proksymalnego 6/3mm	Dla pacjentów o wrażliwej skórze
	EasyLiner Super-stretch	ELPX		 EasyGel	Jednolity 6mm	Bez materiału, odpowiednie dla skomplikowanych przypadków oraz pacjentów o wrażliwej skórze
	EasyFlex Liner	EZF		 EasyGel	Jednolity 3 lub 6mm	Połączenie 2 rodzajów tkanin o różnej elastyczności poprawia ruch w kolanie

PRZEGLĄD LEJÓW

Zdjęcie	Nazwa	Kod	Rodzaj	Materiał	Grubość	Kluczowe cechy
	Smart Seal Liner	SAFR SBFR SADT		 HD Gel	Jednolity 3 lub 6mm	Liner z zintegrowanymi paskami
	General Purpose Liner	GPDT GPFR		 Grip Gel	Jednolity 3 lub 6mm	Dla mało aktywnych pacjentów ze zdrową skórą
	Proximal Seal Interface Liner	PSI		 EasyGel	Jednolity 6mm; zwężający się od dystalnego końca do proksymalnego 6/3mm	Wraz z kapą kolanową ALPS zapewnia bezpieczne zawieszenie dzięki proksymalnej części bez materiału
	Superior Performance Liner	SPDT SPFR SPDTHD SPFRHD		 HD Gel  Grip Gel	Jednolity 3 lub 6mm	Wykonany z czarnego materiału, który zapewnia komfort i stabilność. Idealny dla aktywnych pacjentów
	Liberty Liner	VDST		 HD Gel	Jednolity 6mm	Liner z wbudowanym wentylem, który umożliwia odprowadzanie powietrza i wilgoci
	Silicone PRO	LSC LSL		 Skin Friendly	Jednolity 3mm	Przyjazny dla skóry silikonowy liner z pokryciem z tkanego materiału, które zapewnia komfort i trwałość


PRZEGLĄD KAP

Zdjęcie	Nazwa	Kod	Materiał	Grubość	Kluczowe cechy
	Superior Suspension Sleeve	SFB SFBHD	 HD Gel  Grip Gel	Jednolity 2mm	Grubość tylko 2mm dla mniej materiału pod kolanem
	Extreme Sleeve	SFK	 Grip Gel	Jednolity 3 lub 6mm	Ograniczony naciąg pionowy, idealne dla aktywnych pacjentów
	Superior Performance Sleeve	SFP SFPHD	 HD Gel  Grip Gel	Jednolity 3 lub 6mm	Innowacyjny czarny materiał zapewnia komfort i stabilność
	EasySleeve	SFR	 EasyGel	Jednolity 3 lub 6mm	Dla skóry wrażliwej
	Flex Sleeve	SFX	 HD Gel	Jednolity 3 mm	Anatomicznie ukształtowana pod kątem 30°
	EasySleeve SuperStretch	SLE	 EasyGel	Jednolity 6 mm	Bez tkaniny dla lepszego ruchu w kolanie
	V.I.V.A	VIVA	 Grip Gel	Jednolity 3 lub 6mm	Wbudowany wentyl odprowadza powietrze z leja

Pobieranie Rozmiaru Leja

Obwód należy mierzyć 6 cm nad dystalnym zakończeniem kikuta. Skorzystaj z zamieszczonej tabeli, aby określić rozmiar leja. Np. Kiedy zmierzycie obwód 30 cm, należy wybrać rozmiar 28.


Obwód	Rozmiar
16 - 19 cm	16
20 - 23 cm	20
24 - 25 cm	24
26 - 27 cm	26
28 - 31 cm	28
32 - 37 cm	32
38 - 43 cm	38
44 - 52 cm	44



Pobieranie Rozmiaru Kapy

Obwód należy mierzyć 10 cm nad kolanem. Skorzystaj z zamieszczonej tabeli, aby określić rozmiar kapy. Np. Kiedy zmierzycie obwód 32 cm, należy wybrać kapę o rozmiarze 24.

Obwód	Rozmiar
20-24 cm	16
25-30 cm	20
31-34 cm	24
35-37 cm	26
38-40 cm	28
41-45 cm	32
46-60 cm	38
61-70 cm	44



SFX Flex Sleeve	
Obwód	Rozmiar
20-34 cm	20
31-40 cm	26
35-60 cm	32

Przykład 1: Dla zmierzonego obwodu 31 cm, należy wybrać kapę o rozmiarze 20 lub 26.
Przykład 2: Dla zmierzonego obwodu 50 cm, należy wybrać kapę o rozmiarze 32.

HISTORIA PRZYPADKU


Alps EasyLiner:

ALPS EasyLiner zawiera antyoksydanty, które skutecznie redukują wolne rodniki oraz grupy hydroksylowe, co pozytywnie wpływa na skórę kikutu.

Odnotowano przypadki pozytywnego wpływu antyoksydantów na skórę pacjentów.

Poniżej przedstawiamy przykłady zastosowania i korzystny wynik oddziaływania żelu na ewolucję zmian na skórze.

DZIAŁANIE ANTYOKSYDANTÓW



HISTORIA PRZYPADKU 1: PACJENT Z CUKRZYCĄ

Ta pacjentka jest ciężkim cukrzykiem insulinozależnym z problematycznymi naczynkami. Lokalny szpital wezwał Jima McElhiney'a technika w Nashville (USA), żeby określić stan tej pacjentki. Pierwsze dwa zdjęcia zostały wykonane przed przymiarką dokonaną przez technika Jima McElhiney'a. Pacjentka była 3 tygodnie bez protezy, leczona mokrymi oraz suchymi opatrunkami. Następnie została wyposażona w ALPS EasyLiner bez wejścia na pin oraz kapę kolanową ALPS EasySleeve tworzącą zawieszenie.

Historia przypadku udostępniona przez: Jim McElhiney, CPO, Nashville (USA).



Przed rozpoczęciem noszenia leja ALPS EasyLiner.



Tydzień po rozpoczęciu noszenia leja ALPS EasyLiner.



Trzy tygodnie po rozpoczęciu noszenia leja ALPS EasyLiner.

HISTORIA PRZYPADKU 2: PACJENT Z KONTAKTOWYM ZAPALENIEM SKÓRY

U tego pacjenta zostało zdiagnozowane kontaktowe zapalenie skóry. Postępował on zgodnie z zaleceniami pielęgnacyjnymi. Gdy okazało się to niewystarczające zaczął używać produktów ALPS, co doprowadziło do widocznych rezultatów.

Historia przypadku udostępniona przez: Wayne Sadler, CPO, Kentucky (USA).



Przed rozpoczęciem noszenia
leja ALPS EasyLiner.



Tydzień po rozpoczęciu noszenia leja
ALPS EasyLiner.

HISTORIA PRZYPADKU 3: PACJENT ZE SKOMPLIKOWANYM KIKUTEM

Historia przypadku udostępniona przez: Palgi Orthopaedic, Israel



Przed rozpoczęciem noszenia leja
ALPS EasyLiner pacjent korzystał z
leja silikonowego.



4 tygodnie po rozpoczęciu noszenia leja
ALPS EasyLiner.



3840 01209.3D3 A

13

Extreme Liner

Cechy



AKDT/AKDTHD
AKFR/AKFRHD

Poziomy aktywności



Lej żelowy ALPS Extreme Liner został specjalnie zaprojektowany dla pacjentów po amputacji na wysokości uda oraz aktywnych pacjentów z amputacją podudzia.

Jest dostępny w wersji z High Density lub Grip żelem dla zaspokojenia potrzeb większości pacjentów.

ALPS Extreme Liner jest o 80% mniej rozciągliwy w pionie niż inne żelowe leje ALPS przez co zapewnia on wyższą kontrolę i stabilność.

Cechy i aplikacje:


- W ofercie z High Density lub Grip żelem
- Limitowana pionowa rozciągliwość redukuje zbędny ruch oraz zapewnia większą kontrolę
- Wysoka obwodowa rozciągliwość pomaga w odpowiednim formowaniu
- Dystalne zakończenie jest proporcjonalne do rozmiaru linera, co ułatwia jego nakładanie
- Dla pacjentów po amputacji na wysokości uda oraz aktywnych pacjentów z amputacją podudzia



Extreme Liner AKDT/AKDTHD/AKFR/AKFRHD. Tabela rozmiarów

Obwód	Z zakończeniem	Bez zakończenia
16-19 cm	AKDT(HD)16-(3 lub 6)	AKFR(HD)16-(3 lub 6)
20-23 cm	AKDT(HD)20-(3 lub 6)	AKFR(HD)20-(3 lub 6)
24-25 cm	AKDT(HD)24-(3 lub 6)	AKFR(HD)24-(3 lub 6)
26-27 cm	AKDT(HD)26-(3 lub 6)	AKFR(HD)26-(3 lub 6)
28-31 cm	AKDT(HD)28-(3 lub 6)	AKFR(HD)28-(3 lub 6)
32-37 cm	AKDT(HD)32-(3 lub 6)	AKFR(HD)32-(3 lub 6)
38-43 cm	AKDT(HD)38-(3 lub 6)	AKFR(HD)38-(3 lub 6)
44-52 cm	AKDT(HD)44-(3 lub 6)	AKFR(HD)44-(3 lub 6)

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.



Anterior-Posterior Tapered Liner

APDT-TP/APFR-TP

Cechy



Poziomy aktywności



Lej ALPS AP Tapered Liner stopniowo zwęża się z przodu do tyłu gwarantując pacjentom po amputacji jeszcze lepszy komfort.

Lej jest dostępny z wejściem na pin lub bez.

Lej AP Tapered Liner jest wykonany z naszego nowego ulepszanego materiału fabrycznego oraz ALPS żelu.

Dzięki tej kombinacji następuje redukcja w tworzeniu fałdek pod kolanem.

Cechy i aplikacje:


- Zwężający się z 6 mm (z przodu) do 3 mm (z tyłu)
- Zmniejsza tworzenie się fałdek pod kolanem
- Czarny, bardzo wytrzymały materiał fabryczny



Anterior-Posterior Tapered Liner APDT-TP/APFR-TP. Tabela rozmiarów

Obwód	Z zakończeniem 	Bez zakończenia 
20-23 cm	APDT-TP 20-6/3	APFR-TP 20-6/3
24-25 cm	APDT-TP 24-6/3	APFR-TP 24-6/3
26-27 cm	APDT-TP 26-6/3	APFR-TP 26-6/3
28-31 cm	APDT-TP 28-6/3	APFR-TP 28-6/3
32-37 cm	APDT-TP 32-6/3	APFR-TP 32-6/3

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.





ECDTHD/ECFRHD

Poziomy aktywności



ALPS ECO liner posiada nową dystalną konstrukcję ze zmniejszoną rozciągliwością, która pozwala kontrolować dystalną dystrakcję.

Jego produkcja pochłania mniej energii.

ECO Liner jest wykonany z nowego bezszwowego tkanego materiału z nowoczesnym wyglądem.

Dostępny z dystalnym zakończeniem lub bez oraz ALPS HD żelem, który zapewnia aktywnym amputowanym świetny stopień kontroli.




Cechy i aplikacje:

- Nowa dystalna konstrukcja
- W ofercie z HD żelem
- Dostępny w grubości 3 mm oraz 6 mm

ECO Liner ECDTHD/ECFRHD. Tabela rozmiarów

Obwód	Z zakończeniem	Bez zakończenia
20-23 cm	ECDTHD20-(3 lub 6)	ECFRHD20-(3 lub 6)
24-25 cm	ECDTHD24-(3 lub 6)	ECFRHD24-(3 lub 6)
26-27 cm	ECDTHD26-(3 lub 6)	ECFRHD26-(3 lub 6)
28-31 cm	ECDTHD28-(3 lub 6)	ECFRHD28-(3 lub 6)
32-37 cm	ECDTHD32-(3 lub 6)	ECFRHD32-(3 lub 6)
38-43 cm	ECDTHD38-(3 lub 6)	ECFRHD38-(3 lub 6)

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.





ELDT/ELFR

Poziomy aktywności



ALPS EasyLiner zawiera antyoksydanty, które skutecznie redukują wolne rodniki oraz grupy hydroksylowe, co pozytywnie wpływa na skórę kikuta.

ALPS EasyLiner to połączenie miękkości, trwałości i elastyczności ALPS Easy żelu.

Lej zapewnia wytrzymałość i komfort jakiej użytkownik oczekuje. Szczególnie polecany dla pacjentów z cukrzycą.

Cechy i aplikacje:


- Trwały materiał kryjący leja wydłuża okres jego użytkowania
- Znajdujące się w żelu antyoksydanty umożliwiają jego zastosowanie nawet na bardzo wrażliwą skórę
- Niski współczynnik tarcia zabezpiecza skórę kikuta
- Dostępny również w wersji stożkowej (od 6 mm na dole do 3 mm na górze leja)



EasyLiner ELDT/ELFR. Tabela rozmiarów

Obwód	Z zakończeniem	Bez zakończenia
16-19 cm	ELDT16-(3 lub 6 lub 6/3)	ELFR16-(3 lub 6 lub 6/3)
20-23 cm	ELDT20-(3 lub 6 lub 6/3)	ELFR20-(3 lub 6 lub 6/3)
24-25 cm	ELDT24-(3 lub 6 lub 6/3)	ELFR24-(3 lub 6 lub 6/3)
26-27 cm	ELDT26-(3 lub 6 lub 6/3)	ELFR26-(3 lub 6 lub 6/3)
28-31 cm	ELDT28-(3 lub 6 lub 6/3)	ELFR28-(3 lub 6 lub 6/3)
32-37 cm	ELDT32-(3 lub 6 lub 6/3)	ELFR32-(3 lub 6 lub 6/3)
38-43 cm	ELDT38-(3 lub 6 lub 6/3)	ELFR38-(3 lub 6 lub 6/3)
44-52 cm	ELDT44-(3 lub 6 lub 6/3)	ELFR44-(3 lub 6 lub 6/3)

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.



EasyLiner SuperStretch ELPX

Cechy



Poziomy aktywności



Lej żelowy ALPS EasyLiner Super Stretch to połączenie miękkości, trwałości i elastyczności ALPS Easy żelu bez ograniczenia materiałem kryjącym.

Lej ELPX zapewnia całkowitą wygodę ruchów i najlepszy kontakt ze skórą – nie ograniczając jednocześnie przepływu krwi.

Niski współczynnik tarcia Easy żelu zabezpiecza skórę przed dodatkowym uciskiem.




Cechy i aplikacje:

- Łatwe dopasowanie nawet do bardzo nieregularnego kształtu kikuta
- Znajdujące się w żelu antyoksydanty umożliwiają jego zastosowanie nawet na bardzo wrażliwą skórę
- Dostępny w grubości 6 mm
- Wydłużona długość leja dla potrzeb większej grupy użytkowników

EasyLiner SuperStretch. Tabela rozmiarów

Obwód	Bez zakończenia 
16-19 cm	ELPX16
20-23 cm	ELPX20
24-25 cm	ELPX24
26-27 cm	ELPX26
28-31 cm	ELPX28
32-37 cm	ELPX32

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.



EasyFlex Liner

EZF

Cechy



Poziomy aktywności



Lej żelowy ALPS EasyFlex ułatwia użytkownikowi zginanie kolana. Materiał kryjący znajdujący się w tylnej części leja ma ograniczoną rozciągliwość w pionie i nie fałduje się pod kolanem. ALPS Easy żel zawiera antyoksydanty, co pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry, zapewnia komfort noszenia oraz trwałość leja.

Cechy i aplikacje:


- Dwa rodzaje materiału kryjącego o różnym stopniu elastyczności ułatwiają zginanie kolana
- Zakończenie na pin jest proporcjonalne do rozmiaru leja co ułatwia jego nakładanie
- Znajdujące się w żelu antyoksydanty umożliwiają jego zastosowanie nawet na bardzo wrażliwą skórę
- Jedynie w wersji z wejściem na pin



EasyFlex Liner EZF. Tabela rozmiarów

Obwód	Z zakończeniem 
16-19 cm	EZF16-(3 or 6)
20-23 cm	EZF20-(3 or 6)
24-25 cm	EZF24-(3 or 6)
26-27 cm	EZF26-(3 or 6)
28-31 cm	EZF28-(3 or 6)
32-37 cm	EZF32-(3 or 6)
38-43 cm	EZF38-(3 or 6)
44-52 cm	EZF44-(3 or 6)

Obwód mierzony 6 cm od końca kikutu. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.



General Purpose Liner

GPDT/GPFR

Cechy



Poziomy aktywności



Lej żelowy General Purpose Liner to połączenie miękkości, trwałości i elastyczności lepkiego ALPS Grip żelu.

Lej zapewnia wytrzymałość i komfort jakiej użytkownik oczekuje. Nieograniczona rozciągliwość leja nie zatrzymuje przepływu krwi w kikucie.

Jest on łatwy do nakładania/zdejmowania również dla starszych pacjentów.

Cechy i aplikacje:


- Lepki ALPS Grip żel pomaga w zawieszeniu leja
- Trwały materiał kryjący wydłuża okres użytkowania leja
- Wielkość zakończenia na pin jest zgodna z wielkością zakończeń w lejach konkurencji
- Uniwersalny lej, polecany również osobom starszym



General Purpose Liner GPDT/GPFR. Tabela rozmiarów

Obwód	Z zakończeniem 	Bez zakończenia 
16-19 cm	GPDT16-(3 or 6)	GPFR16-(3 or 6)
20-23 cm	GPDT20-(3 or 6)	GPFR20-(3 or 6)
24-25 cm	GPDT24-(3 or 6)	GPFR24-(3 or 6)
26-27 cm	GPDT26-(3 or 6)	GPFR26-(3 or 6)
28-31 cm	GPDT28-(3 or 6)	GPFR28-(3 or 6)
32-37 cm	GPDT32-(3 or 6)	GPFR32-(3 or 6)
38-43 cm	GPDT38-(3 or 6)	GPFR38-(3 or 6)
44-52 cm	GPDT44-(3 or 6)	GPFR44-(3 or 6)

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.



Proximal Seal Interface Liner

PSI

Cechy



Poziomy aktywności



Lej ALPS PSI umożliwia dokładne przyleganie kapy kolanowej do żelowego leja tuż nad lejem protezy.

Materiał kryjący znajdujący się w dolnej części leja zapewnia dobry przepływ powietrza.

ALPS Easy żel to połączenie komfortu noszenia i trwałości leja przy jednoczesnym zapewnieniu miękkości, trwałości i elastyczności.

Lej PSI może być stosowany ze wszystkimi obecnie dostępnymi na rynku systemami zawieszenia na podciśnienie.




Cechy i aplikacje:

- Żel bez materiału kryjącego zapewnia lepszą przyczepność
- Materiał kryjący dolną część leja zapewnia przepływ powietrza
- Sprawdza się w systemach zawieszenia na podciśnienie
- Znajdujące się w żelu antyoksydanty umożliwiają jego zastosowanie nawet na bardzo wrażliwą skórę

Proximal Seal Interface Liner PSI. Tabela rozmiarów

Obwód	6 mm Bez zakończenia	6/3mm Bez zakończenia
16-19 cm	PSI16-6	PSI16-6/3
20-23 cm	PSI20-6	PSI20-6/3
24-25 cm	PSI24-6	PSI24-6/3
26-27 cm	PSI26-6	PSI26-6/3
28-31 cm	PSI28-6	PSI28-6/3
32-37 cm	PSI32-6	PSI32-6/3
38-43 cm	PSI38-6	PSI38-6/3
44-52 cm	PSI44-6	PSI44-6/3

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.



Smart Seal Liner

SADT/SAFR/SBFR

Cechy



Poziomy aktywności



ALPS Smart Seal Liner posiada prążki uszczelniające, które chwytają ściany leja tworząc bezpieczną relację pomiędzy lejem zewnętrznym i wewnętrznym. Prążki uszczelniające zabezpieczają przestrzeń między żelowym lejem, a ścianami leja protezowego. Gładka wewnętrzna część żelu z łatwością dopasowuje się do kikuta. Smart Seal Liner posiada nowy bezszwowy tkany materiał z nowoczesnym wyglądem. Dostępny z dystalnym zakończeniem lub bez. Wersja z zakończeniem na pin posiada nową dystalną konstrukcję, która pozwala kontrolować dystalną dystrukcję.

Cechy i aplikacje:

- Nowy bezszwowy materiał
- Innowacyjna jednoczęściowa konstrukcja
- Dostępny tylko z żelom High Density
- SAFR: pierścienie się zaczynają około 12,5 cm od środka dystalnego końca
- SBFR: pierścienie się zaczynają około 7,5 cm od środka dystalnego końca
- SADT, rozmiary 20-28: pierścienie się zaczynają około 7,5 cm od środka dystalnego końca
- SADT, rozmiary 32-38: pierścienie się zaczynają około 12,7 cm od środka dystalnego końca




Smart Seal Liner Transfemoral. Tabela rozmiarów

Obwód	Z zakończeniem	Bez zakończenia
20-23 cm	SADT20-(3 or 6)	---
24-25 cm	SADT24-(3 or 6)	---
26-27 cm	SADT26-(3 or 6)	SAFR26-(3 or 6)
28-31 cm	SADT28-(3 or 6)	SAFR28-(3 or 6)
32-37 cm	SADT32-(3 or 6)	SAFR32-(3 or 6)
38-43 cm	SADT38-(3 or 6)	SAFR38-(3 or 6)

Smart Seal Liner Transtibial. Tabela rozmiarów

Obwód	Bez zakończenia
20-23 cm	SBFR20-(3 or 6)
24-25 cm	SBFR24-(3 or 6)
26-27 cm	SBFR26-(3 or 6)
28-31 cm	SBFR28-(3 or 6)

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.



Superior Performance Liner

SPDT/SPDTHD
SPFR/SPFRHD

Cechy



Poziomy aktywności



Lej żelowy ALPS Superior Performance jest idealny dla aktywnych pacjentów.

Lej SP posiada nowy, czarny materiał fabryczny, który wspomaga stabilność oraz komfort użytkowania.

Dostępny z ALPS Grip żelem lub High Density żelem.

Cechy i aplikacje:


- Niezwykle wydajna tkanina dla mniejszego pionowego rozciągania zapewnia większą kontrolę
- W ofercie z Grip żelem lub High Density żelem
- Dzięki możliwości poprzecznego rozciągania tkaniny się lej idealnie dostosuje do kształtu kikuta
- Wersja z HD żelem jest zalecana dla aktywnych pacjentów, którzy przechodzą z leja protezowego silikonowego na żelowy



Superior Performance Liner SPDT/SPDTHD/SPFR/SPFRHD. Tabela rozmiarów

Obwód	Z zakończeniem 	Bez zakończenia 
16-19 cm	SPDT(HD)16-(3 or 6)	SPFR(HD)16-(3 or 6)
20-23 cm	SPDT(HD)20-(3 or 6)	SPFR(HD)20-(3 or 6)
24-25 cm	SPDT(HD)24-(3 or 6)	SPFR(HD)24-(3 or 6)
26-27 cm	SPDT(HD)26-(3 or 6)	SPFR(HD)26-(3 or 6)
28-31 cm	SPDT(HD)28-(3 or 6)	SPFR(HD)28-(3 or 6)
32-37 cm	SPDT(HD)32-(3 or 6)	SPFR(HD)32-(3 or 6)
38-43 cm	SPDT(HD)38-(3 or 6)	SPFR(HD)38-(3 or 6)
44-52 cm	SPDT(HD)44-(3 or 6)	SPFR(HD)44-(3 or 6)

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.



Liberty Liner II

VSDT

Cechy



Poziomy aktywności



ALPS Liberty Liner II posiada wbudowany jednodrożny wentyl umieszczony w dystalnej części, który umożliwia odprowadzanie wilgoci oraz powietrza z leja wewnętrznego.

Wentyl się znajduje w pinie blokującym (zawieszenie na pin) lub w adapterze (zawieszenie na podciśnienie).

Cechy i aplikacje:

- Zapewnia doskonałe dopasowanie
- Wbudowany jednodrożny wentyl umożliwia odprowadzanie powietrza
- Liner do zawieszenia na pin oraz do zawieszenia na podciśnienie
- Dostępny w grubości 6 mm
- W ofercie z HD żelam




Liberty Liner II VSDT. Tabela rozmiarów

Obwód	Z zakończeniem 
20-23 cm	VSDT20-6
24-25 cm	VSDT24-6
26-27 cm	VSDT26-6
28-31 cm	VSDT28-6
32-37 cm	VSDT32-6

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru linera znajdziecie na stronie 9.

LDA-764: Reduktor z wbudowanym wentylem (sprzedawany oddzielnie)
LDP-764: Pin z wbudowanym wentylem (sprzedawany oddzielnie)



Silicone PRO Liner

LSC/LSL

Cechy



Poziomy aktywności



Nowy ALPS Silicone Pro liner jest pokryty bezszwową dzianiną ALPS, która ułatwia jego zakładanie i zdejmowanie. Minimalna dystalna dystrakcja zapewnia wygodne dopasowanie oraz lepszą stabilność pacjentom na wszystkich poziomach aktywności.

Cechy i aplikacje:


- Jedna piąta tarcia zwykłego silikonu
- Materiał przyjazny dla skóry o ciekim profilu
- Zmniejsza ruch tŁokowy
- Dziana tkanina ALPS zapewnia wiŁkszĄ swobodę ruchu w kolanie
- Niewielka masa
- Efekt chŁodzący



Silicone PRO Liner LSC/LSL. Tabela rozmiarów

Obwód	Z zakończeniem 	Bez zakończenia 
14-17 cm	LSL3.0-14	LSC3.0-14
16-19 cm	LSL3.0-16	LSC3.0-16
18-21 cm	LSL3.0-18	LSC3.0-18
20-23 cm	LSL3.0-20	LSC3.0-20
22-25 cm	LSL3.0-22	LSC3.0-22
24-25 cm	LSL3.0-24	LSC3.0-24
26-27 cm	LSL3.0-26	LSC3.0-26
28-31 cm	LSL3.0-28	LSC3.0-28
30-33 cm	LSL3.0-30	LSC3.0-30
32-37 cm	LSL3.0-32	LSC3.0-32
35-37 cm	LSL3.0-35	LSC3.0-35
38-47 cm	LSL3.0-38	LSC3.0-38
44-53 cm	LSL3.0-44	LSC3.0-44

Obwód mierzony 6 cm od końca kikutu. Użyj tabeli, aby wybrać właściwy rozmiar Silicone PRO.



Superior Suspension Sleeve

SFB/SFBHD

Cechy



Poziomy aktywności



Kapa kolanowa ALPS Superior Suspension zapewnia lepszy komfort dzięki ALPS żelowi.

Kapa SFB dzięki NOWEMU, tkanemu materiałowi fabrycznemu umożliwia doskonałą swobodę ruchu w kolanie.

Kapa SFB zapewnia bezpieczne zawieszenie poprzez uszczelnienie ze skórą nie powodując przy tym ograniczania przepływu krwi, podczas gdy żel przylegając do skóry pacjenta nie powoduje uczucia ciągnięcia.

Dzięki cieńszemu profilowi kapa SFB jest idealnym wyborem dla osób, którym zależy na grubości kapy.




Cechy i aplikacje:

- W ofercie z High Density lub Grip żelem
- Dostępna w grubości 2 mm
- Swoboda ruchu w kolanie
- Zapewnia bezpieczne zawieszenie

Superior Suspension Sleeve SFB/SFBHD. Tabela rozmiarów

Obwód	2 mm
25-30 cm	SFB(HD)20-2(S)
31-34 cm	SFB(HD)24-2(M)
35-37 cm	SFB(HD)26-2(M+)
38-40 cm	SFB(HD)28-2(L)
41-45 cm	SFB(HD)32-2(XL)

Obwód mierzony 10 cm nad kolaniem. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru kapy kolanowej znajdziecie na stronie 9.



Extreme Sleeve

Cechy



SFK

Poziomy aktywności



Kapa kolanowa ALPS Extrem Sleeve zapewnia wysoki komfort dzięki lepkiemu żelowi High Grip.

Kapa SFK odznacza się ograniczoną rozciągliwością przy jednoczesnym utrzymaniu elastyczności umożliwiającej użytkownikowi swobodne zginanie kolana.

Kapa tworzy bezpieczne zawieszenie dzięki dokładnemu przyleganiu żelu do skóry, przy czym nie ogranicza przepływu krwi.

Wysoka przyczepność kapy zapobiega przed jej zsuwaniem się z kikutą.

Cechy i aplikacje:


- Ograniczona rozciągliwość pionowa
- Łatwość ruchów kolana
- Zmniejszenie kompresji i podrażnień skóry
- Gwarancja bezpiecznego zawieszenia



Extreme Sleeve SFK. Tabela rozmiarów

Obwód	3 mm	6 mm
20-24 cm	SFK16-3 (XS)	SFK16-6 (XS)
25-30 cm	SFK20-3 (S)	SFK20-6 (S)
31-34 cm	SFK24-3 (M)	SFK24-6 (M)
35-37 cm	SFK26-3 (M+)	SFK26-6 (M+)
38-40 cm	SFK28-3 (L)	SFK28-6 (L)
41-45 cm	SFK32-3 (XL)	SFK32-6 (XL)
46-60 cm	SFK38-3 (XXL)	SFK38-6 (XXL)
61-70 cm	SFK44-3 (XXXL)	SFK44-6 (XXXL)

Obwód mierzony 10 cm nad kolaniem. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru kapy kolanowej znajdziecie na stronie 9.



Superior Performance Sleeve

SFP/SFPHD

Cechy



Poziomy aktywności



Żelowa kapa kolanowa ALPS Superior Performance odznacza się wysoką jakością materiału fabrycznego oraz ALPS żelu.

Kapa SFP charakteryzuje się ograniczoną rozciągliwością wzdłuż przy jednoczesnej elastyczności w szerz, co umożliwia doskonałą swobodę ruchu w kolanie.

Żel doskonale przylega do skóry broniąc jednocześnie przed efektem ciągnięcia. Dodatkowo żel chroni przed efektem rolowania w dół.




Cechy i aplikacje:

- W ofercie z High Density lub Grip żelem
- Dostępna w grubości 3 mm oraz 6 mm
- Trwały materiał kryjący dla zmniejszenia pionowego rozciągania
- Zapewnia bezpieczne zawieszenie

Superior Performance Sleeve SFP/SFPHD. Tabela rozmiarów

Obwód	3 mm	6 mm
20-24 cm	SFP(HD)16-3(XS)	SFP(HD)16-6(XS)
25-30 cm	SFP(HD)20-3(S)	SFP(HD)20-6(S)
31-34 cm	SFP(HD)24-3(M)	SFP(HD)24-6(M)
35-37 cm	SFP(HD)26-3(M+)	SFP(HD)26-6(M+)
38-40 cm	SFP(HD)28-3(L)	SFP(HD)28-6(L)
41-45 cm	SFP(HD)32-3(XL)	SFP(HD)32-6(XL)
46-60 cm	SFP(HD)38-3(XXL)	SFP(HD)38-6(XXL)
61-70 cm	SFP(HD)44-3(XXXL)	SFP(HD)44-6(XXXL)

Obwód mierzony 10 cm nad kolaniem. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru kapy kolanowej znajdziecie na stronie 9.





SFR

Poziomy aktywności



Żelowa kapa kolanowa ALPS EasySleeve z tkaniną wzmacniającą zapewnia komfort dzięki zastosowaniu ALPS Easy żelu.

Elastyczność materiału pokrywającego umożliwia swobodę ruchu w kolanie.

Kapa kolanowa SFR zapewnia bezpieczne zawieszenie poprzez dokładne przyleganie żelu do skóry.

Niski współczynnik tarcia Easy żelu zabezpiecza skórę przed dodatkowym uciskiem.




Cechy i aplikacje:

- Trwały materiał kryjący
- Swoboda ruchu w kolanie
- Znajdujące się w żelu antyoksydanty umożliwiają jego zastosowanie nawet na bardzo wrażliwą skórę
- Niski współczynnik tarcia zabezpiecza skórę kikutą

EasySleeve SFR. Tabela rozmiarów

Obwód	3 mm	6 mm
20-24 cm	SFR16-3 (XS)	SFR16-6 (XS)
25-30 cm	SFR20-3 (S)	SFR20-6 (S)
31-34 cm	SFR24-3(M)	SFR24-6(M)
35-37 cm	SFR26-3(M+)	SFR26-6(M+)
38-40 cm	SFR28-3(L)	SFR28-6(L)
41-45 cm	SFR32-3(XL)	SFR32-6(XL)
46-60 cm	SFR38-3(XXL)	SFR38-6(XXL)
61-70 cm	SFR44-3(XXXL)	SFR44-6(XXXL)

Obwód mierzony 10 cm nad kolaniem. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru kapy kolanowej znajdziecie na stronie 9.



Flex Sleeve

SFX

Cechy



Poziomy aktywności



ALPS Flex kapa kolanowa (SFX) jest wykonana z bezszwowego tkanego materiału oraz High Density żelu dla uzyskania maksymalnego komfortu noszenia.

Kapa kolanowa SFX została anatomicznie ukształtowana pod kątem 30°.

Dzięki temu kształtowi umożliwia łatwiejszy ruch w kolanie oraz redukuje gromadzenie dodatkowego materiału w okolicy pod kolaniem.

Cechy i aplikacje:


- Odznacza się anatomicznym kształtem pod kątem 30°
- Żel HD zapewnia aktywnym użytkownikom wysoki stopień kontroli
- Dostępna w grubości 3 mm
- Dostępna w jednej długości, która odpowiada większości użytkowników



Flex Sleeve SFX. Tabela rozmiarów

Obwód	3 mm Gray	3 mm Beige
30-34 cm	SFX20-3G	SFX20-3B
31-40 cm	SFX26-3G	SFX26-3B
35-60 cm	SFX32-3G	SFX32-3B

Obwód mierzony 10 cm nad kolaniem. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru kapy kolanowej znajdziecie na stronie 9.



EasySleeve SuperStretch SLE

Cechy



Poziomy aktywności



Żelowa kapa kolanowa ALPS EasySleeve Super Stretch oferuje komfort i trwałość przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznego zawieszenia.

Kapa kolanowa SLE zapewnia wygodę przy ruchu kolana, a przy tym dokładnie przylega do skóry użytkownika i nie powoduje zatrzymania przepływu krwi.

Oddzielny materiał kryjący umożliwia dostosowanie żelu do ruchów pacjenta, zmniejsza siłę nacisku na rzepkę i fałdowanie kapy pod kolanem.


Cechy i aplikacje:

- Zmniejszenie kompresji i podrażnień skóry
- Wydłużona długość dla potrzeb większej grupy użytkowników
- Znajdujące się w żelu antyoksydanty umożliwiają jego zastosowanie nawet na bardzo wrażliwą skórę
- Tkanina kryjąca (sprzedawana oddzielnie) zabezpiecza kapę
- Rekomendowana do protez wodoodpornych

EasySleeve SuperStretch SLE. Tabela rozmiarów

Obwód	6 mm
20-24 cm	SLE16 (XS)
25-30 cm	SLE20 (S)
31-34 cm	SLE24 (M)
35-37 cm	SLE26 (M+)
38-40 cm	SLE28 (L)
41-45 cm	SLE32 (XL)

Obwód mierzony 10 cm nad kolanem. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru kapy kolanowej znajdziecie na stronie 9.





Kapa kolanowa ALPS VIVA posiada wbudowany wentyl, który umożliwia wypuszczenie powietrza z leja zewnętrznego.

Kapa VIVA zapewnia bezpieczne zawieszenie bez potrzeby użycia dodatkowego wentyla, który powinien być umieszczony nad kolanem, dzięki czemu powietrze zostaje wypchnięte w trakcie jego ruchu.

Wysoka przyczepność kapy zapobiega przed jej zsuwaniem się z kikuta.

Cechy i aplikacje:


- Zmniejszenie kompresji i podrażnień skóry
- Łatwość ruchów kolana
- Wbudowany wentyl odprowadzający powietrze
- Gwarancja bezpiecznego zawieszenia



V.I.V.A. Sleeve VIVA. Tabela rozmiarów

Obwód	3 mm	6 mm
20-24 cm	VIVA16-3 (XS)	VIVA16-6 (XS)
25-30 cm	VIVA20-3 (S)	VIVA20-6 (S)
31-34 cm	VIVA24-3(M)	VIVA24-6(M)
35-37 cm	VIVA26-3(M+)	VIVA26-6(M+)
38-40 cm	VIVA28-3(L)	VIVA28-6(L)
41-45 cm	VIVA32-3(XL)	VIVA32-6(XL)

Obwód mierzony 10 cm nad kolanem. Więcej informacji na temat wyboru właściwego rozmiaru kapy kolanowej znajdziecie na stronie 9.



Lock with Pyramid

S498-P

Poziomy aktywności



Zamek blokujący ALPS ze zintegrowaną piramidą posiada nyłowy korpus wzmocniony włóknem szklanym, które jest trwalsze niż aluminium.

Wygodne urządzenie jednokierunkowe pozwala na łatwe zakładanie i zdejmowanie protezy.

Unikalną zaletą tego zamka jest łatwość zwolnienia blokady i usunięcia niepożądanych elementów (np.. fragmentów pończochy).

Cechy i aplikacje:


- Przeznaczony do laminowania
- Zamek zintegrowany z piramidą
- Łatwość operowania pinem
- Korpus może być usunięty uwalniając pin
- Maksymalna nośność 100 kg




Korpus zamku z piramidą



LDP-695
Pin blokujący



LDH-694A
Przycisk odblokowujący złożony



Zestaw laminacyjny



LDA-694
Reduktor do pinu

Kod produktu

S498-P

LDH - 694 A

LDP - 695

LDA - 694

Opis

AlpsLock z piramidą

Przycisk odblokowujący

Pin

Reduktor do pinu

Reduktor do pinu

Lock with flat bottom

S496-W

Poziomy aktywności



Zamek blokujący ALPS z płaskim zakończeniem jest prosty w obsłudze i niezawodny.

Lekki nylonowy korpus wzmocniony włóknem szklanym jest trwalszy niż aluminium.

Wygodne urządzenie jednokierunkowe pozwala na łatwe zakładanie i zdejmowanie protezy.

Unikalną zaletą tego zamka jest łatwość zwolnienia blokady i usunięcia niepożądanych elementów (np. fragmentów pończochy).


Cechy i aplikacje:

- Do laminacji i lejów termoplastycznych
- Bardzo lekki (107 gr)
- Korpus może być usunięty uwalniając pin
- Bez limitu obciążenia
- Łatwość operowania pinem


Korpus zamka
wzmocniony włóknem
szklanym



LDP-695
Pin blokujący



LDH-694A
Przycisk odblokowujący
złożony



Zestaw laminacyjny



LDA-694
Reduktor do pinu



Kod produktu

S496-W

LDH - 694 A

LDP - 695

LDA - 694

Opis

Korpus zamka

Przycisk odblokowujący

Pin

Reduktor do pinu

Reduktor do pinu

Skin Reliever

Cechy



ENCP

Poziomy aktywności



Osłona żelowa ALPS zabezpiecza skórę kikuta przed tworzeniem się otarć.

Może być ona również wykorzystana do kompensacji wolnej przestrzeni w leju lub noszenia z żelowym/silikonowym lejem.

Cechy i aplikacje:


- Redukcja otarć skóry kikuta
- Wysoka elastyczność
- Zastępuje skarpety kikutowe i wkładki z kampoliny
- Chroni i koi skórę
- Znajdujące się w żelu antyoksydanty umożliwiają jego zastosowanie nawet na bardzo wrażliwą skórę



Skin Reliever ENCP. Tabela rozmiarów

Obwód	3/1.5 mm
10-19 cm	ENCP16
20-27 cm	ENCP20
28-37 cm	ENCP28

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Użyj tabeli, aby wybrać właściwy rozmiar osłony żelowej.



Pończochy kikutowe

KC

Poziomy aktywności



Protetyczne pończochy ALPS są lekkie, miękkie i idealnie dopasowują się, co zapewnia komfort noszenia oraz doskonałą amortyzację.

Dostępne w trzech grubościach (1, 3 oraz 5 warstw).

Do produkcji pończoch wykorzystane są włókna Coolmax® co pozwala na szybsze odprowadzenie produktów perspiracji. Mogą być one wykorzystane do wypełnienia zbędnej przestrzeni w lejach, samodzielnego noszenia w protezie lub noszenia z żelowym/silikonowym lejem.

Cechy i aplikacje:

- Włókna Coolmax® dostarczają świeżości podczas noszenia
- Zachowują swój kształt, nie rozciągają się i nie mechacą
- Pończochy z otworem na pin posiadają plastikowe wzmocnienie
- Plastikowe wzmocnienie zabezpiecza otwór pończochy przed strzępieniem



Pończochy kikutowe KC. Tabela rozmiarów

Kod produktu**	Wielkość pończoch	Długość pończoch (+5cm)	Obwód 5 cm od końca kikutu	Sugerowana wielkość leja ALPS
KCN-08-(1/3/5) (HR/N)	wąska, bardzo krótka, 20cm	20-26 cm	20-23 cm	20
KCN-10-(1/3/5) (HR/N)	wąska, krótka, 25 cm	26-36 cm	20-23 cm	20
KCN-14-(1/3/5) (HR/N)	wąska, średnia, 35 cm	36-46 cm	20-23 cm	20
KCN-18-(1/3/5) (HR/N)	wąska, długa, 45 cm	46-60 cm	20-23 cm	20
KCM-08-(1/3/5) (HR/N)	średnia, bardzo krótka, 20 cm	20-26 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCM-10-(1/3/5) (HR/N)	średnia, krótka, 25 cm	26-36 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCM-14-(1/3/5) (HR/N)	średnia, średnia, 35 cm	36-46 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCM-18-(1/3/5) (HR/N)	średnia, długa, 45 cm	46-60 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCW-08-(1/3/5) (HR/N)	szeroka, bardzo krótka, 20cm	20-26 cm	31-36 cm	32, 38
KCW-10-(1/3/5) (HR/N)	szeroka, krótka, 25 cm	26-36 cm	31-36 cm	32, 38
KCW-14-(1/3/5) (HR/N)	szeroka, średnia, 35 cm	36-46 cm	31-36 cm	32, 38
KCW-18-(1/3/5) (HR/N)	szeroka, długa, 45 cm	46-60 cm	31-36 cm	32, 38

PDS

Poziomy aktywności



Podkładki silikonowe PadSil zostały stworzone w celu zwiększenia komfortu noszenia lejów ALPS.

Dzięki swojej miękkości i trwałości zapewniają one dodatkową amortyzację nacisku na zakończeniu kikuta.

Podkładki silikonowe PadSil mogą być używane po zmianie obwodów kikuta do jego ponownego ustawienia we właściwej pozycji.

Podkładki mogą być umieszczone na dnie leja zewnętrznego protezy lub w żelowym leju wewnętrznym.

Cechy i aplikacje:


- Delikatny silikon medyczny
- Wraca do pierwotnego kształtu
- Pomaga utrzymać całkowity kontakt
- Dostosowuje się dożądanego kształtu



PadSil PDS. Tabela rozmiarów

Obwód	PadSil
14-19 cm	PDS-S
20-23 cm	PDS-M
24-27 cm	PDS-L
28-31 cm	PDS-XL
32-35 cm	PDS-XXL

Obwód mierzony 6 cm od końca kikuta. Użyj tabeli, aby wybrać właściwy rozmiar podkładki silikonowej PadSil.





Osłona kosmetyczna ALPS EasySkin po podgrzaniu przybiera żądany kształt.

Po naciągnięciu osłony na protezę, należy ją ogrzewać za pomocą opalarki od palców stopy ku górze.

W razie potrzeby użyć kleju w celu całkowitego zabezpieczenia.

Osłona kosmetyczna ALPS EasySkin może być wykorzystana u pacjentów po amputacji kończyn dolnych na poziomie podudzia.

Przy protezach na podciśnienie istnieje możliwość zrobienia w osłonie małego otworu.


Cechy i aplikacje:

- Wysoki komfort
- Dostępne dwa rozmiary
- Dopasowuje się do kształtu
- Brak linii przejścia w kostce



EasySkin TSK. Tabela rozmiarów

MAŁA	Długość stopy	Obwód w kostce	Obwód w łydce
Minimum	18 cm	17 cm	25 cm
Maximum	23 cm	22 cm	35 cm
DUŻA	+	Obwód w kostce	Obwód w łydce
Minimum	23 cm	22 cm	35 cm
Maximum	30 cm	29 cm	45 cm



Vacuum Integrated Pump

VIP


Poziomy aktywności



VIP to system odprowadzania powietrza przeznaczony do lejów protetycznych. Zapewnia pewne połączenie pomiędzy lejem protezowym a kikutem kończyny. Ma to zasadnicze znaczenie dla równomiernego rozkładu masy i rozprowadzania równomiernie ciśnienia względem całej powierzchni kikuta. Taki system zawieszenia pozwala stabilizować kikut oraz zwalczać problemy związane ze zmianami w objętości kikuta w ciągu dnia.

Cechy i aplikacje:

- ALPS VIP jest dostępna w 2 poziomach próżni: Niska próżnia i Wysoka próżnia
- Łatwa instalacja w leju protetycznym
- Nie wymaga zastosowania żadnych baterii ani innych źródeł zasilania ani konieczności zastosowania jakichkolwiek tłoków i cylindrów do odprowadzania powietrza z leja
- Charakteryzuje się niewielką masą i nie wpływa na estetykę wyglądu protezy
- Przeznaczony dla lejów laminowanych lub termoplastycznych



Kod produktu

Opis

VIP-DL	VIP-Niska próżnia, Kształt wypukły
VIP-DH	VIP-Wysoka próżnia, Kształt wypukły
VE319-D	VIP Dummy
VE319-SD	VIP Dummy, krótkie
VE819-P	VIP/EZ-Lock Płytko do laminacji

Antioxidant Cream

ANT-CP50

Krem z antyoksydantami firmy ALPS zawiera antyoksydanty, które skutecznie eliminują wolne rodniki oraz grupy hydroksylowe. Pomaga w łagodzeniu bólu oraz swędzenia, uspokaja i koi podrażnioną skórę.

Stymuluje proces odnawiania komórek i wyraźnie regeneruje wrażliwą skórę kikutu.

Nawilża i poprawia elastyczność skóry.

Zalecany do stosowania ze wszystkimi rodzajami linerów.



Prosthetic Lubricant

PA604

ALPS Prosthetic Lubricant ułatwia nakładanie silikonowych oraz żelowych leków bez niepożądanego uczucia lepkości.

ALPS Prosthetic Lubricant jest dostępny w opakowaniu o pojemności 443 ml.

Zalecany do stosowania ze wszystkimi rodzajami linerów.



Prosthetic Cleanser

PD595

ALPS Prosthetic Cleanser to niezawodny, niezawierający mydła środek czyszczący.

Może być użyty do mycia ręcznego lub prania w pralce protetycznych lejów oraz kap kolanowych.

Osoby o wrażliwej skórze mogą używać kojącego skórę PD595 do mycia części kikutu stykającej się z lejem protezy.

ALPS Prosthetic Cleanser jest dostępny w opakowaniu o pojemności 472 ml.

Zalecany do stosowania ze wszystkimi rodzajami linerów.



Skin Lotion

SL108

100% silikonowy kosmetyk ALPS Skin Lotion pomaga w łagodzeniu suchej i delikatnej skóry.

Nieperfumowany, hipoalergiczny balsam nie zawierający barwników i nie pozostawiający oleistego uczucia.

Stosować niewielką ilość bezpośrednio na suchą i spierzchniętą skórę.

ALPS Skin Lotion jest dostępny w opakowaniach o pojemności 118 ml (SL108) lub 944 ml (SL 108-32).

Zalecany do stosowania ze wszystkimi rodzajami linerów.



ALPS

Gwarancja

***** Każdy produkt może być zwrócony do 30 dni według polityki gwarancyjnej bez zadawania pytań**

LEJE

KOD PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	GWARANCJA
AKDT/AKDTHD/ AKFR/AKFRHD	Extreme Liner	12 miesięcy
APDT-TP/APFR-TP	Anterior-Posterior Tapered Liner	12 miesięcy
ECDTHD/ECFRHD	ECO Liner	12 miesięcy
ELDT/ELFR	EasyLiner	12 miesięcy
ELPX	EasyLiner Super Stretch	6 miesięcy
EZF	EasyFlex Liner	12 miesięcy
GPDT/GPFR	General Purpose Liner	12 miesięcy
PSI	Proximal Seal Interface Liner	6 miesięcy
SAFR/SADT/SBFR	Smart Seal Liner	6 miesięcy
SPDT/SPDTHD/SPFR/SPFRHD	Superior Performance Liner	12 miesięcy
VDST	Liberty Liner	12 miesięcy
LSL/LSC	Silicone PRO	12 miesięcy

KAPY KOLANOWE

KOD PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	GWARANCJA
SFB/SFBHD	Superior Suspension Sleeve	2 miesiące
SFK	Extreme Sleeve	3 miesiące
SFP/SFPHD	Superior Performance Sleeve	3 miesiące
SFR	Easy Sleeve	3 miesiące
SFX	Flex Sleeve	3 miesiące
SLE	Easy Sleeve Super Stretch	3 miesiące
VIVA	Valve Integrated Vacuum Activated	3 miesiące

ZAMKI

KOD PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	GWARANCJA
S498-P	ALPS Lock zamek z piramidą	6 miesięcy
S496-W	ALPS Lock zamek z płaskim zakończeniem	6 miesięcy

DODATKI

KOD PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	GWARANCJA
ENCP	Skin Reliever-Osłona żelowa	1 miesiąc
KC	Pończochy kikutowe	1 miesiąc
PDS	PadSil podkładka silikonowa	6 miesięcy
TSK	EasySkin osłona kosmetyczna duża	6 miesięcy
VIP	Vacuum Integrated Pump	6 miesięcy

PIELĘGNACJA SKÓRY

KOD PRODUKTU	OPIS PRODUKTU	GWARANCJA
ANT-CP50	Antioxidant Cream	3 miesiące
PA604	Protetyczny lubrykant	3 miesiące
PD595	Protetyczny środek czyszczący	3 miesiące
SL108	Balsam do skóry	3 miesiące



www.easyliner.eu