



A L P S

"Making Lives Better"

OBSAH

	Stránka
NAŠE VIZE	2
KONTAKTY	3
SYMBOLY PRODUKTŮ	4
PŘEHLED LINERŮ	6
PŘEHLED NÁKOLENEK	8
URČENÍ VELIKOSTI LINERU A NÁKOLENKY	9
PŘÍPADOVÁ STUDIE	10
PAHÝLOVÁ LŮŽKA	14
NÁKOLENKY	26
ZÁMKY	33
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY	35
VÝROBKY PRO PÉČI O POKOŽKU	40
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	42

O NÁS

Společnost ALPS South LLC se sídlem v St. Petersburg, Florida a více jak 130 zaměstnanci v 5 zemích světa, úzce spolupracuje s lékařskou komunitou, se kterou se snaží vyrábět a inovovat různé zdravotnické produkty.

Společnost, která byla založena v roce 1988, byla původně zaměřena na vývoj inovativních silikonových produktů, od roku 1993 se specializuje na výrobu protetického zařízení pro bérce amputace a od roku 1996 se plně věnuje vývoji pokrokových gelových produktů.

Dnes je díky svým inovacím společnost ALPS vlastníkem více než 50 patentů v několika různých produktových kategoriích. V současné době se snažíme aplikovat své znalosti a zkušenosti z výroby pro vývoj inovativních produktů v kosmetickém průmyslu (www.alpsbeauty.eu) či produktů pro domácí zvířata (www.alpspetcare.eu).

NAŠE VIZE

MAKING LIVES BETTER

Cílem společnosti ALPS je dostat motto “Making Lives Better”, dodávat zákazníkům a pacientům inovativní produkty, a tím přispívat ke zlepšení jejich života. Být poctiví ke svým zákazníkům, dodavatelům a zaměstnancům a vytvářet takovou image společnosti, aby zaměstnanci, zákazníci a dodavatelé byli pyšní na vzájemnou spolupráci.



KONTAKTY



Tel +420 377 223 127
Fax +420 377 223 010
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu



Tel +39 051 86 06 42
Fax +39 051 86 59 668
info@alpsitaly.com
www.easyliner.eu



Tel +49(0)89 59 99 88 20
Fax +49(0)89 59 99 88 30
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu



Tel +39 051 86 06 42
Fax +39 051 86 59 668
info@alpsitaly.com
www.easyliner.eu



Tel +420 377 223 127
Fax +420 377 223 010
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu



Tel +420 377 421 744
Fax +420 377 223 010
info@easyliner.eu
www.easyliner.eu

SYMBOLY PRODUKTŮ

ZAVĚŠENÍ



Pahýlové lůžko s distálním uzávěrem



Pahýlové lůžko bez distálního uzávěru



Hypobarické zavěšení

MATERIÁL



EasyGel: Obsahuje antioxidanty, které efektivně pohlcují a neutralizují volné radikály a hydroxylové skupiny. Nejvhodnější pro amputované pacienty s ulpívavou, zjizvenou, podrážděnou či citlivou pokožkou a pro diabetiky.



Grip Gel: Relativně tuhý gel poskytuje aktivním amputovaným pacientům vynikající stupeň kontroly a stability. Nejvhodnější pro pacienty, kteří chtějí přestoupit ze silikonového lineru na liner gelový.



High Density Gel: Relativně tuhý HD Gel poskytuje vynikající stupeň komfortu, kontroly a stability. Nejvhodnější pro amputované pacienty s normální pokožkou.



Přátelský k pokožce

LÁTKA



Vlastní tkaná látka s vysokou kvalitou přize



Černá látka s vysoce limitovaným vertikálním protažením



Hnědá látka s limitovaným protažením



Béžová látka s horizontálním i vertikálním protažením

ÚROVEŇ AKTIVITY



K1: Nízká aktivita



K2: Nízká/Střední aktivita




K3: Střední/Vysoká aktivita



K4: Vysoká aktivita



PŘEHLED LINERŮ

Obrázek produktu	Název produktu	Kód	Typ	Materiál	Tloušťka	Znaky produktu
	Extreme Liner	AKDT AKFR AKDTHD AKFRHD		 HD Gel Grip Gel	3 nebo 6 mm	Doporučujeme pro transfemorální amputace a aktivní pacienty s transtibiální amputací
	Anterior Posterior Tapered Liner	APDT-TP APFR-TP		 Grip Gel	Zužující se z 6 mm vpředu na 3 mm vzadu	Redukuje hromadění materiálu v oblasti pod kolenem díky tenčí tloušťce stěny
	ECO Liner	ECDTHD ECFRHD		 HD Gel	3 nebo 6mm	Distální konstrukce s redukováním protažením umožňuje kontrolu distální distrakce
	EasyLiner	ELDT ELFR		 EasyGel	3 nebo 6 mm, zužující se od distálního konce k proximálnímu 6/3 mm	Pro pacienty s citlivou pokožkou
	EasyLiner Super-stretch	ELPX		 EasyGel	6mm	Bez potahové tkaniny, vhodný pro složité případy a pacienty s citlivou pokožkou
	EasyFlex Liner	EZF		 EasyGel	3 nebo 6 mm	Kombinace dvou potahových tkanin s různou limitou protažení zlepšuje pohyb v kolenní

PŘEHLED LINERŮ

Obrázek produktu	Název produktu	Kód	Typ	Materiál	Tloušťka	Znaky produktu
	Smart Seal Liner	SAFR SBFR SADT		 HD Gel	3 nebo 6 mm	Liner s integrovanými proužky
	General Purpose Liner	GPDT GPFR		 Grip Gel	3 nebo 6 mm	Pro méně aktivní pacienty se zdravou pokožkou
	Proximal Seal Interface Liner	PSI		 EasyGel	6 mm, zužující se od distálního konce k proximálnímu 6/3 mm	Zajišťuje bezpečnou suspenzi s ALPS náklonkou díky proximální části bez potahové tkaniny
	Superior Performance Liner	SPDT SPFR SPDTHD SPFRHD		 HD Gel  Grip Gel	3 nebo 6 mm	Vyznačuje se černou tkaninou poskytující komfort a stabilitu. Ideální pro aktivní pacienty
	Liberty Liner	VDST		 HD Gel	6mm	Liner s vestavěným ventilem, který slouží k odvádění vzduchu a vlhkosti
	Silicone PRO	LSC LSL		 Skin Friendly	3mm	Silikonový liner, který je přátelský k pokožce a je potažen tkanou látkou pro nejvyšší komfort a výdrž


PŘEHLED NÁKOLENEK

Obrázek produktu	Název produktu	Kód	Materiál	Tloušťka	Znaky produktu
	Superior Suspension Sleeve	SFB SFBHD	 HD Gel  Grip Gel	2mm	Tloušťka pouze 2 mm pro méně materiálu pod kolenem
	Extreme Sleeve	SFK	 Grip Gel	3 nebo 6 mm	Potahová tkanina s limitou podélného protažení, ideální pro aktivní pacienty
	Superior Performance Sleeve	SFP SFPHD	 HD Gel  Grip Gel	3 nebo 6 mm	Inovativní černá látka poskytuje komfort a stabilitu
	EasySleeve	SFR	 EasyGel	3 nebo 6 mm	Pro citlivou pokožku
	Flex Sleeve	SFX	 HD Gel	3mm	Anatomicky tvarovaná pod úhlem 30°
	EasySleeve SuperStretch	SLE	 EasyGel	6mm	Bez látky pro lepší pohyb v koleni
	V.I.V.A.	VIVA	 Grip Gel	3 nebo 6 mm	Integrovaný ventil pro odvod vzduchu z objímky

Určení Velikosti Lineru

Obvod měřte vždy 6 cm nad distálním koncem pahýlu.
Používejte tabulku k určení velikosti lineru.
Např. Když naměříte obvod 30 cm, vyberte liner o velikosti 28.


Obvod	Velikost
16 - 19 cm	16
20 - 23 cm	20
24 - 25 cm	24
26 - 27 cm	26
28 - 31 cm	28
32 - 37 cm	32
38 - 43 cm	38
44 - 52 cm	44



Určení Velikosti Nákolenky

Obvod měřte 10 cm nad kolenem
Používejte tabulku k určení velikosti nákolény
Např. Když naměříte obvod 32 cm,
vyberte nákolény o velikosti 24.

Obvod	Velikost
20-24 cm	16
25-30 cm	20
31-34 cm	24
35-37 cm	26
38-40 cm	28
41-45 cm	32
46-60 cm	38
61-70 cm	44



SFX Flex Sleeve	
Obvod	Velikost
20-34 cm	20
31-40 cm	26
35-60 cm	32

Příklad 1: Naměříte-li obvod 31 cm, zvolte velikost nákolény 20 nebo 26.


Příklad 2: Naměříte-li obvod 50 cm, zvolte velikost nákolény 32.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Alps EasyLiner:

Pahýlový gelový návlek ALPS Easyliner obsahuje antioxidanty, které efektivně pohlcují a neutralizují volné radikály a hydroxylové skupiny vznikající na pokožce. O pozitivních účincích antioxidantů na pokožku bylo spracováno několik odborných studií. Následující studie představují pozitivní působení antioxidantů obsažených v ALPS Easylineru u konkrétních pacientů.

PŮSOBENÍ ANTIOXIDANTŮ



STUDIE #1 DIABETICKÝ PACIENT

Tato pacientka je diabetička těžkého stupně, která musí pravidelně užívat inzulín, se sníženou prokrveností pahýlu. Místní nemocnice se rozhodla obrátit na ortopedického technika z Nashvillu v Tennessee, Jima McElhineyho a požádala ho o zhodnocení pacientčina stavu. První dvě fotografie byly pořízeny před první zkouškou. Pacientka již tři týdny nemohla dále používat protézu a rány byly ošetřeny pouze suchými a vlhčenými náplastmi. Pacientce byl doporučen ALPS Easyliner bez distálního zakončení ve spojení s ALPS Easysleeve. Toto spojení vytváří vakuově uzavřený systém.

Případovou studii zpracoval: Jim McElhiney, CPO, Nashville (USA).



Před prvním použitím
ALPS Easyliner pahýlového návleku.



Týden po prvním použití ALPS
Easyliner pahýlového návleku.



Tři týdny po prvním použití
ALPS Easyliner pahýlového návleku.

STUDIE #2 PACIENT S DERMATITIDOU

Tomuto pacientovi byla po použití návleků jedné z nejmenované společnosti diagnostikována kontaktní alergická dermatitida. Poté, co začal používat náš produkt, se jeho stav rychle zlepšil.

Případovou studii zpracoval: Wayne Sadler, CPO, Kentucky (USA).



Před prvním použitím pahýlového návleku ALPS Easyliner.



Týden po prvním použití ALPS Easyliner pahýlového návleku.

STUDIE #3 PACIENT S KOMPLIKOVANÝM PAHÝLEM


Případovou studii zpracoval: : Palgi Orthopaedic, Israel.



Před použitím pahýlového návleku ALPS Easyliner pacient používal silikonový návlek.



4 týdny po prvním použití ALPS Easyliner pahýlového návleku.



3841 01210.3C3 A

13

Extreme Liner

Vlastnosti



AKDT/AKDTHD
AKFR/AKFRHD

Úrovně aktivity



ALPS Extreme Liner byl speciálně navržen pro stehenní a aktivní bérkové amputace.

Dostupný ve verzi gelu s vysokou hustotou (HD Gel) nebo Grip Gel k uspokojení potřeb většiny pacientů.

ALPS Extreme Liner nabízí o 80 % nižší podélné protažení lineru než jiná gelová lůžka, a tím je dosaženo větší stability a kontroly.

Vlastnosti a aplikace:

- Nabízen s High Density nebo Grip Gel
- Limitace podélného protažení látky zaručuje větší kontrolu stability
- Díky možnosti příčného protažení látky se liner přizpůsobí tvaru pahýlu
- Distální zakončení je úměrné velikosti lineru, snadné nasazení
- Pro stehenní a bérkové amputace s vysokým stupněm aktivity




Extreme Liner AKDT/AKDTHD/AKFR/AKFRHD. Tabulka velikostí

Obvod	s adaptérem 	bez adaptéru 
16-19 cm	AKDT(HD)16-(3 nebo 6)	AKFR(HD)16-(3 nebo 6)
20-23 cm	AKDT(HD)20-(3 nebo 6)	AKFR(HD)20-(3 nebo 6)
24-25 cm	AKDT(HD)24-(3 nebo 6)	AKFR(HD)24-(3 nebo 6)
26-27 cm	AKDT(HD)26-(3 nebo 6)	AKFR(HD)26-(3 nebo 6)
28-31 cm	AKDT(HD)28-(3 nebo 6)	AKFR(HD)28-(3 nebo 6)
32-37 cm	AKDT(HD)32-(3 nebo 6)	AKFR(HD)32-(3 nebo 6)
38-43 cm	AKDT(HD)38-(3 nebo 6)	AKFR(HD)38-(3 nebo 6)
44-52 cm	AKDT(HD)44-(3 nebo 6)	AKFR(HD)44-(3 nebo 6)

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu.

Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.



Anterior-Posterior Tapered Liner

APDT-TP/APFR-TP

Vlastnosti



Úrovně aktivity



ALPS AP liner se postupně zužuje zepředu dozadu, což garantuje amputovaným pacientům lepší komfort.

Liner je dostupný ve verzi s a bez distálního adaptéru.

AP liner je vyroben z našeho vysoce výkonného potahového materiálu a ALPS gelu.

Díky této kombinaci je redukováno tvoření záhybů v oblasti pod kolenem.

Vlastnosti a aplikace:

- Zužující se z 6 mm (vpředu) na 3 mm (vzadu)
- Nižší tvoření záhybů v oblasti pod kolenem
- Černý vysoce výkonný potahový materiál




Anterior-Posterior Tapered Liner APDT-TP/APFR-TP. Tabulka velikostí

Obvod	s adaptérem 	bez adaptéru 
20-23 cm	APDT-TP 20-6/3	APFR-TP 20-6/3
24-25 cm	APDT-TP 24-6/3	APFR-TP 24-6/3
26-27 cm	APDT-TP 26-6/3	APFR-TP 26-6/3
28-31 cm	APDT-TP 28-6/3	APFR-TP 28-6/3
32-37 cm	APDT-TP 32-6/3	APFR-TP 32-6/3

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu.

Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.



ECDTHD/ECFRHD



Úrovně aktivity



ALPS ECO Liner disponuje novou distální konstrukcí s redukováným protažením, která umožňuje kontrolu distální distrakce.

Při jeho výrobě se spotřebovává méně energie. ECO Liner je vyroben z nového bezešvého tkaného materiálu s moderním vzhledem.

Dostupný je ve verzi s nebo bez distálního adaptéru a ALPS gelem s vysokou hustotou (High Density Gel), který poskytuje aktivním pacientům lepší stupeň kontroly.

Vlastnosti a aplikace:


- Nová distální konstrukce
- Dostupný ve verzi s gelem s vyšší hustotou (High Density Gel)
- Dostupný v tloušťkách 3 mm a 6 mm



ECO Liner ECDTHD/ECFRHD. Tabulka velikostí

Obvod	s adaptérem 	bez adaptéru 
20-23 cm	ECDTHD20-(3 nebo 6)	ECFRHD20-(3 nebo 6)
24-25 cm	ECDTHD24-(3 nebo 6)	ECFRHD24-(3 nebo 6)
26-27 cm	ECDTHD26-(3 nebo 6)	ECFRHD26-(3 nebo 6)
28-31 cm	ECDTHD28-(3 nebo 6)	ECFRHD28-(3 nebo 6)
32-37 cm	ECDTHD32-(3 nebo 6)	ECFRHD32-(3 nebo 6)
38-43 cm	ECDTHD38-(3 nebo 6)	ECFRHD38-(3 nebo 6)

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu. Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.



ELDT/ELFR



Úrovně aktivity



ALPS EasyLiner obsahuje antioxidanty, které efektivně pohlcují a neutralizují volné radikály a hydroxylové skupiny vznikající na pokožce.

Tím pozitivně působí na citlivou pokožku pahýlu.

ALPS EasyLiner je kombinací jemnosti, pevnosti a pružnosti ALPS EasyGel, který zaručuje vysoký komfort a dlouhou životnost.

Doporučujeme zejména pro pacienty s diabetem.

Vlastnosti a aplikace:


- Zesílený látkový potah prodlužuje životnost návleku
- Pozitivní účinky antioxidantů na citlivou pokožku
- Nízký koeficient tření chrání pokožku pahýlu
- Návlek dostupný také ve zužující se z verzi ze 6 mm (dole) na 3 mm (nahore)



EasyLiner ELDT/ELFR. Tabulka velikostí

Obvod	s adaptérem	bez adaptéru
16-19 cm	ELDT16-(3 nebo 6 nebo 6/3)	ELFR16-(3 nebo 6 nebo 6/3)
20-23 cm	ELDT20-(3 nebo 6 nebo 6/3)	ELFR20-(3 nebo 6 nebo 6/3)
24-25 cm	ELDT24-(3 nebo 6 nebo 6/3)	ELFR24-(3 nebo 6 nebo 6/3)
26-27 cm	ELDT26-(3 nebo 6 nebo 6/3)	ELFR26-(3 nebo 6 nebo 6/3)
28-31 cm	ELDT28-(3 nebo 6 nebo 6/3)	ELFR28-(3 nebo 6 nebo 6/3)
32-37 cm	ELDT32-(3 nebo 6 nebo 6/3)	ELFR32-(3 nebo 6 nebo 6/3)
38-43 cm	ELDT38-(3 nebo 6 nebo 6/3)	ELFR38-(3 nebo 6 nebo 6/3)
44-52 cm	ELDT44-(3 nebo 6 nebo 6/3)	ELFR44-(3 nebo 6 nebo 6/3)

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu. Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.



EasyLiner SuperStretch ELPX

Vlastnosti



Úrovně aktivity



Gelový liner ALPS EasyLiner SuperStretch je kombinací měkkosti, elasticity a odolnosti čistého ALPS EasyGel bez limitujícího látkového potahu.

ELPX liner umožňuje naprostou volnost pohybu a neomezuje tak správný krevní oběh.

Nízký koeficient tření EasyGel osvobozuje pokožku od nežádoucího odírání.

Vlastnosti a aplikace:

- Vhodné pro pacienty s nepravidelným pahýlem
- Obsahuje antioxidanty, které přívětivě působí na citlivou pokožku
- Dostupný v tloušťce 6 mm
- Prodloužená délka pro potřeby široké škály pacientů




EasyLiner SuperStretch. Tabulka velikostí

Obvod	bez adaptéru 
16-19 cm	ELPX16
20-23 cm	ELPX20
24-25 cm	ELPX24
26-27 cm	ELPX26
28-31 cm	ELPX28
32-37 cm	ELPX32

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu.

Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.



EasyFlex Liner

EZF

Vlastnosti



Úrovně aktivity



Gelový liner ALPS EasyFlex umožňuje pacientovi neomezené ohýbání kolene.

Zadní látka limituje podélné natažení o 80% a snižuje tak tvorbu nechtěných záhybů v oblasti pod kolenem.

ALPS EasyGel obsahuje antioxidanty, které příznivě působí na pokožku pahýlu a to zaručuje vysoký komfort a dlouhou životnost návleku.

Vlastnosti a aplikace:


- Dva typy látkového potahu pro snadnější ohnutí kolene
- Distální zakončení je úměrné velikosti lineru, snadné nasazení
- Obsahuje antioxidanty pro citlivou pokožku
- S distálním zakončením pro pinový systém



EasyFlex Liner EZF. Tabulka velikostí

Obvod	s adaptérem 
16-19 cm	EZF16-(3 nebo 6)
20-23 cm	EZF20-(3 nebo 6)
24-25 cm	EZF24-(3 nebo 6)
26-27 cm	EZF26-(3 nebo 6)
28-31 cm	EZF28-(3 nebo 6)
32-37 cm	EZF32-(3 nebo 6)
38-43 cm	EZF38-(3 nebo 6)
44-52 cm	EZF44-(3 nebo 6)

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu.
Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.



General Purpose Liner

GPDT/GPFR

Vlastnosti



Úrovně aktivity



Univerzální pahýlový návlek je kombinací měkkosti, elasticity a odolnosti ALPS Grip Gel.

To zaručuje pacientům požadovaný komfort ve spojení s dlouhou životností tohoto lineru.

Bez limitace podélného protažení, která zaručuje správné prokrvení pahýlu.

Jednoduché navlékání/svlékání lineru je vhodné i pro starší pacienty.




Vlastnosti a aplikace:

- Alps Grip Gel zaručuje přilnavost
- Látkový potah návleku prodlužuje jeho životnost
- Distální zakončení návleku je kompatibilní s řadou konkurenčních produktů, není tedy nezbytně nutné vytvářet novou objímku
- Univerzální použití, vhodné i pro starší pacienty

General Purpose Liner GPDT/GPFR. Tabulka velikostí

Obvod	s adaptérem	bez adaptéru
16-19 cm	GPDT16-(3 nebo 6)	GPFR16-(3 nebo 6)
20-23 cm	GPDT20-(3 nebo 6)	GPFR20-(3 nebo 6)
24-25 cm	GPDT24-(3 nebo 6)	GPFR24-(3 nebo 6)
26-27 cm	GPDT26-(3 nebo 6)	GPFR26-(3 nebo 6)
28-31 cm	GPDT28-(3 nebo 6)	GPFR28-(3 nebo 6)
32-37 cm	GPDT32-(3 nebo 6)	GPFR32-(3 nebo 6)
38-43 cm	GPDT38-(3 nebo 6)	GPFR38-(3 nebo 6)
44-52 cm	GPDT44-(3 nebo 6)	GPFR44-(3 nebo 6)

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu. Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.



Proximal Seal Interface Liner

PSI

Vlastnosti



Úrovně aktivity



S ALPS PSI linerem může nákolka lépe přilnout k návleku těsně nad okrajem objímky.

Látkový potah v distální oblasti umožňuje dobrý průchod vzduchu.

ALPS EasyGel zaručuje komfort a dlouhou životnost v kombinaci s jemností, pružností a natažitelností materiálu.

PSI liner lze použít se všemi typy existujících podtlakových systémů na trhu.

Vlastnosti a aplikace:


- Samotný gel zlepšuje přilnavost zatímco froté zkrácený potah umožňuje prodyšnost
- Látkový potah v distální oblasti umožňuje dobrý průchod vzduchu
- Liner je možno použít se všemi dostupnými typy podtlakových systémů
- Obsahuje antioxidanty pro citlivou pokožku



Proximal Seal Interface Liner PSI. Tabulka velikostí

Obvod	bez adaptéru 6mm	bez adaptéru 6/3 mm
16-19 cm	PSI16-6	PSI16-6/3
20-23 cm	PSI20-6	PSI20-6/3
24-25 cm	PSI24-6	PSI24-6/3
26-27 cm	PSI26-6	PSI26-6/3
28-31 cm	PSI28-6	PSI28-6/3
32-37 cm	PSI32-6	PSI32-6/3
38-43 cm	PSI38-6	PSI38-6/3
44-52 cm	PSI44-6	PSI44-6/3

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu. Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.



Smart Seal Liner

Vlastnosti



Úrovně aktivity



SADT/SAFR/SBFR

ALPS Smart Seal Liner je opatřen proužky, které pevně přilnou na stěnu objímky a tím garantují přilnutí bez možnosti nežádoucího sklouznutí. Proužky s nízkým modulem protažení pevně přilnou na stěnu objímky, zatímco hladká vnitřní stěna lineru perfektně obemkne tvar pahýlu. Smart Seal Liner liner je vyroben z nového bezešvého tkaného materiálu s moderním vzhledem. Dostupný je s nebo bez distálního adaptéru. Verze s distálním adaptérem disponuje novou distální konstrukcí, která umožňuje kontrolu distální distrakce.

Vlastnosti a aplikace:

- Nová bezešvá tkaná látka
- Inovativní jednodílná konstrukce
- Dostupný ve verzi s gelem s vyšší hustotou (High Density Gel)
- SAFR: těsnící proužky začínají 12,5cm od středu distálního konce
- SBFR: těsnící proužky začínají 7,5cm od středu distálního konce
- SADT, velikosti 20-28: těsnící proužky začínají 7,5cm od středu distálního konce
- SADT, velikosti 32-38: těsnící proužky začínají 12,7cm od středu distálního konce




Smart Seal Liner Transfemoral. Tabulka velikostí Smart Seal Liner Transtibial. Tabulka velikostí

Obvod	s adaptérem	bez adaptéru
20-23 cm	SADT20-(3 nebo 6)	---
24-25 cm	SADT24-(3 nebo 6)	---
26-27 cm	SADT26-(3 nebo 6)	SAFR26-(3 nebo 6)
28-31 cm	SADT28-(3 nebo 6)	SAFR28-(3 nebo 6)
32-37 cm	SADT32-(3 nebo 6)	SAFR32-(3 nebo 6)
38-43 cm	SADT38-(3 nebo 6)	SAFR38-(3 nebo 6)

Obvod	bez adaptéru
20-23 cm	SBFR20-(3 nebo 6)
24-25 cm	SBFR24-(3 nebo 6)
26-27 cm	SBFR26-(3 nebo 6)
28-31 cm	SBFR28-(3 nebo 6)

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu.
Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.



Superior Performance Liner

SPDT/SPDTHD
SPFR/SPFRHD

Vlastnosti



Úrovně aktivity



ALPS Superior Performance liner je ideální pro aktivní pacienty. SP liner disponuje NOVOU černou potahovou tkaninou, která zajišťuje komfort a současně stabilitu.

Liner je dostupný ve verzi s vysoce přilnavým ALPS Grip Gel nebo High Density Gel, který se vyznačuje vyšší hustotou.

Vlastnosti a aplikace:


- Vysoce výkonná potahová tkanina s redukováným podélným protažením a lepší stabilitou
- Dostupný ve verzi s High Density nebo Grip Gel
- Díky možnosti příčného protažení látky se liner přizpůsobí tvaru pahýlu
- Verze s HD Gel je ideální pro aktivní pacienty, kteří chtějí přestoupit ze silikonového lineru na liner gelový



Superior Performance Liner SPDT/SPDTHD/SPFR/SPFRHD. Tabulka velikostí

Obvod	s adaptérem 	bez adaptéru 
16-19 cm	SPDT(HD)16-(3 nebo 6)	SPFR(HD)16-(3 nebo 6)
20-23 cm	SPDT(HD)20-(3 nebo 6)	SPFR(HD)20-(3 nebo 6)
24-25 cm	SPDT(HD)24-(3 nebo 6)	SPFR(HD)24-(3 nebo 6)
26-27 cm	SPDT(HD)26-(3 nebo 6)	SPFR(HD)26-(3 nebo 6)
28-31 cm	SPDT(HD)28-(3 nebo 6)	SPFR(HD)28-(3 nebo 6)
32-37 cm	SPDT(HD)32-(3 nebo 6)	SPFR(HD)32-(3 nebo 6)
38-43 cm	SPDT(HD)38-(3 nebo 6)	SPFR(HD)38-(3 nebo 6)
44-52 cm	SPDT(HD)44-(3 nebo 6)	SPFR(HD)44-(3 nebo 6)

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu. Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.



Liberty Liner II

VSDT

Vlastnosti



Úrovně aktivity



ALPS Liberty Liner II je opatřen vestavěným ventilem, umístěným v distální oblasti, který slouží k odvádění potu a vzduchu mezi linerem a pahýlem.

Jednocestný vypouštěcí ventil je umístěn v trnu (zavěšení pomocí trnu) či v adaptéru (podtlakový systém za věšení).

Vlastnosti a aplikace:

- Poskytuje dokonalé uchycení
- Vestavěný ventil umožňuje odvádět vzduch
- Liner pro zavěšení pomocí trnu i pro podtlakový systém zavěšení
- Dostupný v tloušťce 6 mm
- Dostupný ve verzi s gelem s vyšší hustotou (High Density Gel)




Liberty Liner II VSDT. Tabulka velikostí

Obvod	s adaptérem	
20-23 cm	VSDT20-6	
24-25 cm	VSDT24-6	
26-27 cm	VSDT26-6	
28-31 cm	VSDT28-6	
32-37 cm	VSDT32-6	

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu. Více informací, jak zvolit správnou velikost lineru, najdete na straně 9.

LDA-764: Adaptér s vestavěným ventilem (prodáváný samostatně)

LDP-764: Trn s vestavěným ventilem (prodáváný samostatně)



Silicone PRO Liner

LSC/LSL

Vlastnosti



Úrovně aktivity



Nový ALPS Silicone Pro liner je potažen bezešvou ALPS látkou, která usnadňuje nasazování lineru. Minimální distální roztažení zajišťuje komfortní užívání a nejlepší stabilitu pro všechny úrovně aktivity.

Vlastnosti a aplikace:


- Pouze pětina tření oproti klasickému silikonu
- Materiál šetrný k pokožce a tenký profil
- Snížený „pístový efekt“
- Potažený ALPS tkanou látkou pro zvýšenou svobodu pohybu
- Nízká hmotnost
- Chladicí efekt



Silicone PRO Liner LSC/LSL. Tabulka velikostí

Obvod	s adaptérem 	bez adaptéru 
14-17 cm	LSL3.0-14	LSC3.0-14
16-19 cm	LSL3.0-16	LSC3.0-16
18-21 cm	LSL3.0-18	LSC3.0-18
20-23 cm	LSL3.0-20	LSC3.0-20
22-25 cm	LSL3.0-22	LSC3.0-22
24-25 cm	LSL3.0-24	LSC3.0-24
26-27 cm	LSL3.0-26	LSC3.0-26
28-31 cm	LSL3.0-28	LSC3.0-28
30-33 cm	LSL3.0-30	LSC3.0-30
32-37 cm	LSL3.0-32	LSC3.0-32
35-37 cm	LSL3.0-35	LSC3.0-35
38-47 cm	LSL3.0-38	LSC3.0-38
44-53 cm	LSL3.0-44	LSC3.0-44

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu. Pro zvolení správné velikosti lineru Silicone PRO použijte velikostní tabulku.



Superior Suspension Sleeve

SFB/SFBHD

Vlastnosti



Úrovně aktivity



ALPS Superior Suspension gelová nákolenka zaručuje zvýšený komfort díky ALPS gelu.

SFB nákolenka se vyznačuje NOVOU černou potahovou tkaninou, která poskytuje uživateli výbornou pohyblivost v koleni.

SFB nákolenka zajišťuje bezpečnou suspenzi těsněním k pokožce, aniž by docházelo k omezení krevního oběhu.

Gel přilehá k pokožce pacienta, aniž by došlo k oděru.

Díky tenčí tloušťce stěny je SFB ideální volbou pro ty, kteří preferují méně objemu materiálu.




Vlastnosti a aplikace:

- Nabízena s High Density (HD) nebo Grip Gel
- K dostání v rovnoměrné tloušťce 2 mm
- Volnost pohybu v koleni
- Zajišťuje bezpečnou suspenzi

Superior Suspension Sleeve SFB/SFBHD. Tabulka velikostí

Obvod	2 mm
25-30 cm	SFB(HD)20-2(S)
31-34 cm	SFB(HD)24-2(M)
35-37 cm	SFB(HD)26-2(M+)
38-40 cm	SFB(HD)28-2(L)
41-45 cm	SFB(HD)32-2(XL)

Obvod měřte 10 cm na středem kolene. Více informací, jak zvolit správnou velikost nákolenky, najdete na straně 9.



Extreme Sleeve

Vlastnosti



SFK

Úrovně aktivity



ALPS Extreme Sleeve nákolenka zaručuje vysoký komfort díky lepidlu Grip Gel. Látkový potah disponuje limitací podélného a pružností příčného natažení, což zaručuje volný pohyb kolene.

Díky Extreme Sleeve nákolence je zaručeno pevné přilnutí k pokožce, aniž by byl omezen správný krevní oběh. Vysoce lepidlo Grip Gel přilne na pokožku a nezpůsobuje žádné nežádoucí oděrky. High Grip lepidlo napomáhá předcházet rolování celé nákolenky z pahýlu.




Vlastnosti a aplikace:

- Limitace podélného protažení
- Volnost pohybu v koleni
- Snížení proximálního tlaku a podráždění
- Zajišťuje bezpečné uchycení

Extreme Sleeve SFK. Tabulka velikostí

Obvod	3 mm	6 mm
20-24 cm	SFK16-3 (XS)	SFK16-6 (XS)
25-30 cm	SFK20-3 (S)	SFK20-6 (S)
31-34 cm	SFK24-3 (M)	SFK24-6 (M)
35-37 cm	SFK26-3 (M+)	SFK26-6 (M+)
38-40 cm	SFK28-3 (L)	SFK28-6 (L)
41-45 cm	SFK32-3 (XL)	SFK32-6 (XL)
46-60 cm	SFK38-3 (XXL)	SFK38-6 (XXL)
61-70 cm	SFK44-3 (XXXL)	SFK44-6 (XXXL)

Obvod měřte 10 cm na středem kolene. Více informací, jak zvolit správnou velikost nákolenky, najdete na straně 9.



Superior Performance Sleeve

SFP/SFPHD

Vlastnosti



Úrovně aktivity



ALPS Superior Performance gelová nákolenka se vyznačuje vysoce výkonnou černou potahovou tkaninou a ALPS gelem.

SFP nákolenka poskytuje nižší podélné protažení, a zároveň vysokou příčnou elasticitu pro lepší pohyb kolene.

Gel přilehá k pokožce pacienta a zabraňuje vzniku tahových sil na pokožku.

Gel také zabraňuje rolování nákolenky směrem dolů.

Vlastnosti a aplikace:


- Nabízena s High Density (HD) nebo Grip Gel
- Dostupná v tloušťkách 3 mm a 6 mm
- Vysoce výkonná potahová tkanina s redukováním podélným protažením
- Zaručuje bezpečnou suspenzi



Superior Performance Sleeve SFP/SFPHD. Tabulka velikostí

Obvod	3 mm	6 mm
20-24 cm	SFP(HD)16-3(XS)	SFP(HD)16-6(XS)
25-30 cm	SFP(HD)20-3(S)	SFP(HD)20-6(S)
31-34 cm	SFP(HD)24-3(M)	SFP(HD)24-6(M)
35-37 cm	SFP(HD)26-3(M+)	SFP(HD)26-6(M+)
38-40 cm	SFP(HD)28-3(L)	SFP(HD)28-6(L)
41-45 cm	SFP(HD)32-3(XL)	SFP(HD)32-6(XL)
46-60 cm	SFP(HD)38-3(XXL)	SFP(HD)38-6(XXL)
61-70 cm	SFP(HD)44-3(XXXL)	SFP(HD)44-6(XXXL)

Obvod měřte 10 cm na středem kolene. Více informací, jak zvolit správnou velikost nákolenky, najdete na straně 9.





ALPS EasySleeve gelová nákolenka se zesíleným látkovým potahem poskytuje uživatelům vysoký komfort díky vlastnostem ALPS EasyGel.

Pružný látkový potah umožňuje pacientům neomezený pohyb v koleni.

SFR nákolenka přiléhá ke kůži a zaručuje tak stabilitu, aniž by narušovala optimální krevní oběh.

Nízký koeficient tření EasyGel snižuje vznik nežádoucích oděrek na pokožce.

Vlastnosti a aplikace:


- Vysoce výkonná tkanina
- Volnost pohybu v koleni
- Obsahuje antioxidanty, které příznivě působí na citlivou pokožku
- Snížení proximálního tlaku a podráždění



EasySleeve SFR. Tabulka velikostí

Obvod	3 mm	6 mm
20-24 cm	SFR16-3 (XS)	SFR16-6 (XS)
25-30 cm	SFR20-3 (S)	SFR20-6 (S)
31-34 cm	SFR24-3(M)	SFR24-6(M)
35-37 cm	SFR26-3(M+)	SFR26-6(M+)
38-40 cm	SFR28-3(L)	SFR28-6(L)
41-45 cm	SFR32-3(XL)	SFR32-6(XL)
46-60 cm	SFR38-3(XXL)	SFR38-6(XXL)
61-70 cm	SFR44-3(XXXL)	SFR44-6(XXXL)

Obvod měřte 10 cm na středem kolene. Více informací, jak zvolit správnou velikost nákolenky, najdete na straně 9.



Flex Sleeve

SFX

Vlastnosti



Úrovně aktivity



ALPS Flex Sleeve (SFX) je vyrobena z bezešvého tkaného látkového potahu a HD Gel s cílem poskytnout uživateli maximální komfort. SFX nákolenka je anatomicky formovaná pod úhlem 30°. Díky tomuto tvaru umožňuje snazší ohyb v kolenní a redukuje hromadění materiálu v oblasti pod kolenní.

Vlastnosti a aplikace:


- Vyznačuje se anatomickým tvarováním pod úhlem 30°
- HD Gel poskytuje i aktivním uživatelům vysoký stupeň kontroly
- Dostupná v 3 mm tloušťce stěny
- Dostupná v jedné délce, která vyhovuje většině uživatelů



Flex Sleeve SFX. Tabulka velikostí

Obvod	3 mm šedá	3 mm béžová
30-34 cm	SFX20-3G	SFX20-3B
31-40 cm	SFX26-3G	SFX26-3B
35-60 cm	SFX32-3G	SFX32-3B

Obvod měřte 10 cm na středem kolenní. Více informací, jak zvolit správnou velikost nákolenky, najdete na straně 9.



EasySleeve SuperStretch SLE

Vlastnosti



Úrovně aktivity



ALPS EasySleeve SuperStretch gelová nákolenka poskytuje komfort, dlouhou životnost a pevně přilne k pokožce.

SLE nákolenka umožňuje neomezený ohyb v koleni.

Přiléhá těsně k pokožce a zaručuje stabilitu, aniž by narušovala optimální krevní oběh.

Ani při použití odděleného látkového potahu v kombinaci s EasySleeve nákolenkou nedochází k omezení pohybu pacienta a zbytečnému vrásnění v oblasti pod kolenem.



Vlastnosti a aplikace:

- Snížení proximálního tlaku a podráždění
- Prodloužený model pro možnost vyhovět více pacientům
- Obsahuje antioxidanty pro citlivou pokožku
- Látkový potah (prodáváný samostatně) chrání nákolenku
- Vhodné pro voděodolné protézy

EasySleeve SuperStretch SLE. Tabulka velikostí

Obvod	6 mm
20-24 cm	SLE16 (XS)
25-30 cm	SLE20 (S)
31-34 cm	SLE24 (M)
35-37 cm	SLE26 (M+)
38-40 cm	SLE28 (L)
41-45 cm	SLE32 (XL)

Obvod měřte 10 cm na středem kolene. Více informací, jak zvolit správnou velikost nákolenky, najdete na straně 9.





ALPS VIVA nákolenka díky integrovanému ventilu umožňuje snadnou evakuaci vzduchu z objímky.

Poskytuje evakuaci vzduchu bez použití jiného přídavného podtlakového zařízení v objímce.

Nákolenka se usazuje tak, aby ventil byl umístěn nad kolenem a vytvořil podtlak ohnutím kolene.

VIVA nákolenka je vytvořena z ALPS Grip Gel, který je přilnavější, a tak zabraňuje rolování celé nákolenky z pahýlu.

Vlastnosti a aplikace:


- Snižuje proximální tlak a podráždění
- Volnost pohybu v koleni
- Integrovaný vzduchový ventil
- Zajišťuje bezpečné uchycení



V.I.V.A. Sleeve VIVA. Tabulka velikostí

Obvod	3 mm	6 mm
20-24 cm	VIVA16-3 (XS)	VIVA16-6 (XS)
25-30 cm	VIVA20-3 (S)	VIVA20-6 (S)
31-34 cm	VIVA24-3(M)	VIVA24-6(M)
35-37 cm	VIVA26-3(M+)	VIVA26-6(M+)
38-40 cm	VIVA28-3(L)	VIVA28-6(L)
41-45 cm	VIVA32-3(XL)	VIVA32-6(XL)

Obvod měřte 10 cm na středem kolene. Více informací, jak zvolit správnou velikost nákolenky, najdete na straně 9.



Lock s pyramidou

S498-P

Úrovně aktivity



ALPS Lock je zámek s integrovanou pyramidou.

Sklem zpevněné nylonové tělo zámku vykazuje při použití delší životnost než hliník.

Pohodlné jednosměrné zařízení umožňuje uživateli jednoduché nasazení či uvolnění objímky.


Unikátní vlastnost tohoto zámku spočívá v možnosti odšroubování zámkového mechanismu a uvolnění pinu v případě, že se zde uchytí části cizorodého materiálu či oděvu.

Vlastnosti a aplikace:


- Pro laminátové objímky
- “All in one” design je kombinací zámku a pyramidy
- Díky šroubovitému mechanismu uvnitř dochází ke snížení boční vůle zámku
- Odmontovatelný zámkový mechanismus
- Nosnost 100 kg




Tělo zámku se zabudovanou pyramidou



LDP-695
Trn z ušlechtilé oceli



LDH-694A
Zámkový mechanismus



Laminační dummy



LDA-694
Pinový adaptér

Kód produktu

Popis

S498-P	AlpsLock s pyramidou
LDH - 694 A	Zámkový mechanismus
LDP - 695	Trn
LDA - 694	Pinový adaptér
	Laminační dummy

Lock s plochou spodní částí

S496-W

Úrovně aktivity



Alps Lock zámek s plochou spodní částí se vyznačuje svojí jednoduchostí a spolehlivostí. Sklem zpevněné nylonové tělo zámku vykazuje při použití lepší vlastnosti než hliník.

Pohodlné jednosměrné zařízení umožňuje uživateli jednoduché nasazení či uvolnění objímky.



Unikátní vlastnost tohoto zámku spočívá v možnosti odšroubování zámkového mechanismu a uvolnění pinu v případě, že se zde uchytí části cizorodého materiálu či oděvu.

Vlastnosti a aplikace:


- Pro laminátové nebo termoplastické objímky
- Nízká hmotnost (107gr)
- Odmontovatelný zámkový mechanismus
- Neomezená nosnost
- Díky šroubovitému mechanismu uvnitř dochází ke snížení boční vůle zámku



Sklem zpevněné tělo zámku



LDH-694A
Zámkový mechanismus



Laminační dummy

LDP-695
Trn z ušlechtilé oceli



LDA-694
Pinový adaptér

Kód produktu

S496-W

LDH - 694 A

LDP - 695

LDA - 694

Popis

AlpsLock s plochou spodní částí

Zámkový mechanismus

Trn

Pinový adaptér

Laminační dummy

Skin Reliever

Vlastnosti



ENCP

Úrovně aktivity



ALPS doplňkový ochranný návlek chrání pokožku pahýlu před nežádoucím třením a tvorbou oděrek.

Používá se k vyrovnání objemového kolísání pahýlu a lze jej nosit pod standardním návlekiem, aniž by bylo nezbytně nutné vytvářet novou objímku.

ALPS doplňkový ochranný návlek lze nosit pod standardní silikonový či gelový návlek.

Vlastnosti a aplikace:


- Redukuje oděrky na pokožce pahýlu
- Vysoký stupeň elasticity
- Může nahradit měkká lůžka a pahýlové punčošky
- Chrání a zklidňuje pokožku
- Obsahuje antioxidanty, které příznivě působí na citlivou pokožku



Skin Reliever ENCP. Tabulka velikostí

Obvod	3/1.5 mm
10-19 cm	ENCP16
20-27 cm	ENCP20
28-37 cm	ENCP28

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu. Pro zvolení správné velikosti ochranného návleku použijte velikostní tabulku.



Pahýlové punčošky

KC

Úrovně aktivity



ALPS pahýlové punčošky jsou lehké a měkké, skvělý střih zaručuje vysoké pohodlí.

Dostupné v tloušťce 1,3 nebo 5 PLY.

Jsou vyrobeny z látky Coolmax®, která dokáže regulovat vlhkost a odvádí z těla pot, který může v tomto materiálu rychleji vyprchat.

Jsou ideální k vyrovnání objemového kolísání pahýlu.

Lze je nosit samostatně nebo v kombinaci s pahýlovým návlekm v protéze.

Vlastnosti a aplikace:

- Tkanina Coolmax® zaručuje svěží pocit při nošení
- Po celou dobu užívání si udržuje stejný tvar; neplstnatí; nevytahují se
- Punčošky s dírou na trn jsou opatřeny plastovým zesílením
- Plastové zesílení okolo díry na trn zabraňuje případnému třepení



Pahýlové punčošky KC. Tabulka velikostí

Kód produktu	Velikost punčošky	Délka objímky (+5cm)	Obvod 5 cm nad koncem pahýlu	Doporučená velikost ALPS návleku
KCN-08-(1/3/5) (HR/N)	úzká, extra krátká, 20 cm	20-26 cm	20-23 cm	20
KCN-10-(1/3/5) (HR/N)	úzká, krátká, 25 cm	26-36 cm	20-23 cm	20
KCN-14-(1/3/5) (HR/N)	úzká, střední, 35 cm	36-46 cm	20-23 cm	20
KCN-18-(1/3/5) (HR/N)	úzká, dlouhá, 45 cm	46-60 cm	20-23 cm	20
KCM-08-(1/3/5) (HR/N)	medium, extra krátká, 20 cm	20-26 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCM-10-(1/3/5) (HR/N)	medium, krátká, 25 cm	26-36 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCM-14-(1/3/5) (HR/N)	medium, střední, 35 cm	36-46 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCM-18-(1/3/5) (HR/N)	medium, dlouhá, 45 cm	46-60 cm	23-31 cm	24, 26, 28
KCW-08-(1/3/5) (HR/N)	široká, extra krátká, 20 cm	20-26 cm	31-36 cm	32, 38
KCW-10-(1/3/5) (HR/N)	široká, krátká, 25 cm	26-36 cm	31-36 cm	32, 38
KCW-14-(1/3/5) (HR/N)	široká, střední, 35 cm	36-46 cm	31-36 cm	32, 38
KCW-18-(1/3/5) (HR/N)	široká, dlouhá, 45 cm	46-60 cm	31-36 cm	32, 38

PDS

Úrovně aktivity



PadSil silikonová výstelka byla vyvinuta ke zvýšení komfortu pacienta používajícího ALPS gelový návlek.

Silikonová výstelka je vhodným řešením problémů s tlakem vznikajícím v distální oblasti pahýlu.

Uživatelé ocení především odpružení, měkkost a dlouhou životnost. U pacientů s kolísavým objemem pahýlu silikonová výstelka pomáhá ke snadšímu umístění pahýlu v protéze.

Vlastnosti a aplikace:


- Měkký lékařský silikon
- Trvalé zachování tvaru
- Pomáhá udržovat celkový kontakt
- Lze upravit do požadovaného tvaru



PadSil PDS. Tabulka velikostí

Obvod	PadSil
14-19 cm	PDS-S
20-23 cm	PDS-M
24-27 cm	PDS-L
28-31 cm	PDS-XL
32-35 cm	PDS-XXL

Obvod měřte 6 cm nad distálním zakončením pahýlu. Pro zvolení správné velikosti PadSilu použijte velikostní tabulku.





ALPS EasySkin kosmetická kůže se při zahřátí stáhne do požadovaného tvaru.

Požadovaného tvaru docílíme použitím horkovzdušné pistole (od prstů až po proximální okraj objímky). V případě potřeby je možné zafixovat vteřinovým lepidlem pro trvalé uchycení. Lze použít pro bérkové protézy.

Při použití podtlakového typu protézy je možno do EasySkin kosmetické kůže vytvořit malý otvor.




Vlastnosti a aplikace:

- Vysoký komfort
- Dvě dostupné velikosti
- Skvělé napnutí po zahřátí
- Žádné viditelné přechody v oblasti kotníku

EasySkin TSK. Tabulka velikostí

MALÁ	Velikost chodidla	Obvod kotníku	Obvod v lýtkové oblasti
Minimum	18 cm	17 cm	25 cm
Maximum	23 cm	22 cm	35 cm
VELKÁ	Velikost chodidla	Obvod kotníku	Obvod v lýtkové oblasti
Minimum	23 cm	22 cm	35 cm
Maximum	30 cm	29 cm	45 cm



Vacuum Integrated Pump

VIP


Úrovně aktivity



VIP je vakuová pumpa poskytující protetickým objímkám zvýšené vakuum. Používání VIP zajišťuje pacientům pevné uchycení při nošení protézy. To je nezbytné pro rovnoměrné rozložení hmotnosti a pro distribuci suspenze protézy po celé ploše pahýlu. Zvýšené vakuum vytvořené VIP stabilizuje pahýl a překonává všechny problémy spojené se změnou objemu pahýlu během dne.

Vlastnosti a aplikace:

- ALPS VIP je dostupná ve 2 úrovních vakua:
Nízké vakuum a Vysoké vakuum
- Snadno se instaluje do protetické objímky
- Nevyžaduje použití baterií nebo jiných zdrojů energie
- Pumpa je velmi lehká a neovlivňuje kosmetický vzhled protézy
- Určena pro laminované nebo termoplastické objímky



Kód produktu

Popis

VIP-DL	VIP-Nízké vakuum, konvexní tvar
VIP-DH	VIP-vysoké vakuum, konvexní tvar
VE319-D	VIP Dummy
VE319-SD	VIP Dummy, short
VE819-P	Montážní deska VIP/EZ-Lock

Antioxidant Cream

ANT-CP50

ALPS Antioxidant krém obsahuje lipofilní antioxidanty, které působí proti volným a hydroxylovým radikálům.

Působí proti bolesti, svědění a uklidňuje podrážděnou pokožku. Stimuluje proces regenerace pokožky a díky tomu je vhodný i na pahýly s citlivou pokožkou. Jeho hydratační síla zlepšuje pružnost pokožky.

Lze použít se všemi linery.



Protetický Lubrikant

PA604

ALPS protetický lubrikant pomáhá při nasazování silikonových i gelových linerů.

Usnadňuje amputovaným pacientům snadné nasazení návleku bez nežádoucího lepkavého pocitu.

ALPS protetický lubrikant je k dostání v lahvi o objemu 443 ml.

Lze použít se všemi linery.



Čistící balám

PD595

ALPS protetický čistící balzám je nealkalický prostředek, který neobsahuje mýdlo a lze jej použít pro praní linerů a nákolének. Pacienti s citlivou pokožkou mohou ocenit také zklidňující účinek tohoto výrobku, což je ideální pro oblasti pokožky, které přicházejí do styku s protézou.

Alps protetický čistící balzám je k dostání v lahvi o objemu 472 ml. Lze použít se všemi linery.



Tělový balzám

SL108

100% silikonový ALPS tělový balzám pomáhá zklidnit citlivou a vysušenou pokožku, je hypoalergenní, bez parfemace a barviv. Nezanedbává na pokožce pocit mastnoty. Šetrné ošetření suché a popraskané kůže.

ALPS tělový balzám je k dostání ve dvou velikostech 118 ml (SL108) nebo 944 ml (SL108-32).

Lze použít se všemi linery.



ALPS Záruční podmínky

*****Na všechny produkty se vztahuje 30denní záruka vrácení peněz bez udání důvodu**



PAHÝLOVÁ LŮŽKA

KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	ZÁRUČNÍ DOBA
AKDT/AKDTHD/ AKFR/AKFRHD	Extreme Liner	12 měsíců
APDT-TP/APFR-TP	Anterior-Posterior Tapered Liner	12 měsíců
ECDTHD/ECFRHD	ECO Liner	12 měsíců
ELDT/ELFR	EasyLiner	12 měsíců
ELPX	EasyLiner Super Stretch	6 měsíců
EZF	EasyFlex Liner	12 měsíců
GPDT/GPFR	General Purpose Liner	12 měsíců
PSI	Proximal Seal Interface Liner	6 měsíců
SAFR/SADT/SBFR	Smart Seal Liner	6 měsíců
SPDT/SPDTHD/SPFR/SPFRHD	Superior Performance Liner	12 měsíců
VDST	Liberty Liner	12 měsíců
LSL/LSC	Silicone PRO Liner	12 měsíců

NÁKOLENKY

KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	ZÁRUČNÍ DOBA
SFB/SFBHD	Superior Suspension Sleeve	2 měsíce
SFK	Extreme Sleeve	3 měsíce
SFP/SFPHD	Superior Performance Sleeve	3 měsíce
SFR	Easy Sleeve	3 měsíce
SFX	Flex Sleeve	3 měsíce
SLE	Easy Sleeve Super Stretch	3 měsíce
VIVA	Valve Integrated Vacuum Activated	3 měsíce

ZÁMKY

KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	ZÁRUČNÍ DOBA
S498-P	AlpsLock zámek s pyramidou	6 měsíců
S496-W	AlpsLock zámek s plochou spodní částí	6 měsíců

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	ZÁRUČNÍ DOBA
ENCP	Doplňkový ochranný návlak	1 měsíc
KC	Pahýlové punčošky	1 měsíc
PDS	PadSil silikonová výstelka	6 měsíců
TSK	EasySkin	6 měsíců
VIP	Vacuum Integrated Pump	6 měsíců

PÉČE O POKOŽKU

KÓD PRODUKTU	POPIS PRODUKTU	ZÁRUČNÍ DOBA
ANT-CP50	Antioxidant Cream	3 měsíce
PA604	Alps protetický lubrikant	3 měsíce
PD595	Alps čistící balzám	3 měsíce
SL108	Alps tělový balzám	3 měsíce



www.easyliner.eu