



Univerzální pahýlový návlek kombinuje měkkost, elasticitu a odolnost ALPS lepidivého gelu. To zaručuje pacientům požadovaný komfort ve spojení s dlouhou životností tohoto lineru. Látkový potah bez limitace podélného protažení zaručuje správné prokrvení pahýlu. Díky jednoduchému navlékání/ svlékání je liner vhodný i pro starší pacienty.

Specifika GP-Gel pahýlového lůžka:


- Alps High Grip lepidivý gel zaručuje optimální přilnavost
- Látkový potah návleku prodlužuje životnost lineru
- Distální zakončení návleku je kompatibilní s řadou konkurenčních produktů, není tedy nezbytně nutné vytvářet novou objímku
- Univerzální použití, vhodné i pro starší pacienty

Kód produktu GP- pahýlové lůžko

GPDT-XX-3	General Purpose Liner pahýlové lůžko s distálním adaptérem, tloušťka 3 mm
GPDT-XX-6	General Purpose Liner pahýlové lůžko s distálním adaptérem, tloušťka 6 mm
GPFR-XX-3	General Purpose Liner pahýlové lůžko bez distálního adaptéru, tloušťka 3 mm
GPFR-XX-6	General Purpose Liner pahýlové lůžko bez distálního adaptéru, tloušťka 6 mm

Symbol "XX" značí požadovanou velikost návleku. Bližší informace o velikostech viz tabulka na druhé straně.


GPDT/GPFR pahýlové lůžko. Příčný průřez návlekem Tloušťka 3 mm nebo 6 mm



GPDT/GPFR pahýlové lůžko. Tabulka velikostí Obvod měřte vždy 6 cm nad distálním koncem pahýlu

Obvod	3 mm	6 mm	3 mm	6 mm
16-19 cm	GPDT16-3	GPDT16-6	GPFR16-3	GPFR16-6
20-23 cm	GPDT20-3	GPDT20-6	GPFR20-3	GPFR20-6
24-25 cm	GPDT24-3	GPDT24-6	GPFR24-3	GPFR24-6
26-27 cm	GPDT26-3	GPDT26-6	GPFR26-3	GPFR26-6
28-31 cm	GPDT28-3	GPDT28-6	GPFR28-3	GPFR28-6
32-37 cm	GPDT32-3	GPDT32-6	GPFR32-3	GPFR32-6
38-43 cm	GPDT38-3	GPDT38-6	GPFR38-3	GPFR38-6
44-52 cm	GPDT44-3	GPDT44-6	GPFR44-3	GPFR44-6

Určení velikosti Obvod měřte vždy 6 cm nad distálním koncem pahýlu



ALPS SOUTH

