



PadSil silikonová výstelka byla vyvinuta ke zvýšení komfortu pacienta používajícího Alps gelový návlek. Silikonová výstelka je vhodným řešením problémů s tlakem vznikajícím v distální oblasti pahýlu. Uživatelé ocení především odpružení, měkkost a dlouhou životnost. U pacientů s kolísavým objemem pahýlu silikonová výstelka pomáhá ke snazšímu umístění pahýlu v protéze.

Silikonovou výstelku lze umístit jak mezi návlek a objímku, tak i přímo do návleku.

Specifika PadSil silikonové výstelky:

- Měkký lékařský silikon
- Trvalé zachování tvaru
- Pomáhá udržovat celkový kontakt
- Lze upravit do požadovaného tvaru


Kód produktu PDS - silikonová výstelka

PDS-XX

PadSil silikonová výstelka

Symbol "XX" značí požadovanou velikost výstelky. Bližší informace o velikostech viz tabulka na druhé straně

PDS silikonová výstelka. Návod k použití
Možno použít s jakýmkoli systémem



PDS silikonová výstelka. Tabulka velikostí
Obvod měřte vždy 6 cm nad distálním koncem pahýlu

Obvod	PadSil
14-19 cm	PDS-S
20-23 cm	PDS-M
24-27 cm	PDS-L
28-31 cm	PDS-XL
32-35 cm	PDS-XXL

Určení velikostí

Obvod měřte vždy 6 cm nad distálním koncem pahýlu

